

ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

## チェックポイント

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

### 目的



- 車いすでどこにいきたい？
- 屋内で使う？屋外で使う？
- どのくらいの時間使用する？

### 状態像



- 身体との適合は？
- 心理的な適合は？
- 予算などの社会的適合は？

### 環境適合



- 部屋の広さ、行動範囲は？
- 通路の幅は十分ですか？
- 段差や階段はありますか？

## 動かし方で選ぶ

歩行器

ご自分の両腕で動かせる方におすすめ



ケアフィットウイング(自走)



ケアフィットプラス(自走)



キックル



スキット 5

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

ご自分の片手、片足で動かせる方におすすめ



ケアフィットウイング(自走)



ネクストコア・アジャスト(自走)



キックル



イージーフィット(自走)

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

介助で移動される方におすすめ



ケアフィットウイング(介助)



ケアフィットプラス(介助)



ケアアジャスト(介助)



イージーフィット(介助)

販売品

情報

狭い室内で使用される方におすすめ



キックル



ネクストコア



スキット 5

車いすを介助する方の力が弱い方におすすめ



ハイパワー型 アシストホイール



アシストホイールライト

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001 /車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

## 座ったときの姿勢で選ぶ

円背の方におすすめ

(※1 介助で移動される方には介助用もご準備しております。)



ケアフィットウイング(※1)



ケアフィットプラス(※1)



オアシスポジティブ

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

座位姿勢のバランス維持にサポートが必要な方におすすめ

(※1 介助で移動される方には介助用もご準備しております。)



ケアフィットウイング(※1)



ネクストコア・アジャスト(※1)



イージーフィット(自走用)

手すり

歩行  
補助杖

体幹だけではなく頭のサポートまで必要で様々な休息姿勢をとりたい方におすすめ



ぴったりフィットくるーん



オアシスポジティブ



TRC-2



TRC-3DX

歩行器

## ベッドへの移乗方法で選ぶ

立って移乗ができる方におすすめ



ケアフィットプラス



ふわりす



BAL-1




RX-1 Lo

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

座ったままなら移乗できる方におすすめ



ケアフィットウイング



ネクストコア・マルチ(自走用)



BAL3



イージーフィット(自走用)

介護保険  
購入  
対象品

販売品

ご自分で姿勢を変えられない方におすすめ



ぴったりフィットくるーん



オアシスポジティブ



TRC-2



TRC-3DX

情報



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

## 車いすの機能と名称

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



重さの色分け

|   |            |         |    |            |                 |   |            |         |
|---|------------|---------|----|------------|-----------------|---|------------|---------|
| 軽 | 重さ 0.00 kg | 13kg 未満 | 普通 | 重さ 0.00 kg | 13kg~18kg 以上 未満 | 重 | 重さ 0.00 kg | 18kg 以上 |
|---|------------|---------|----|------------|-----------------|---|------------|---------|

車いすの機能

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p><b>自走用車いす</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●自分で操作する</li> <li>●後輪が大きい</li> <li>●ハンドリムがある</li> </ul>                            |  | <p><b>介助用車いす</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●介助者が操作してくれる</li> <li>●後輪が小さい</li> <li>●コンパクト</li> </ul>                  |  |
| <p><b>ティルト式車いす</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●座シートと背シートの角度はそのままに後方に倒れる車いす</li> <li>●頭部までサポート</li> <li>●安定した座位姿勢を保つ</li> </ul> |  | <p><b>リクライニング式車いす</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●背シートが後方に倒れる車いす</li> <li>●頭部までサポート</li> <li>●ストレッチャーとして使用</li> </ul> |  |
| <p><b>ティルト・リクライニング式車いす</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●両方の機能を備えています</li> </ul>   |  |   |  |

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ケアフィットウイング (自走)

ミキ

### ケアフィットウイング CARE FIT WING



重さ  
16  
kg



ウイング、スイングアウト機能追加により自走するときも、さらに介助される方がいる時も、より快適に移動や移乗がしやすくなりました。



#### 体にフィット

胸椎下部を支える胸椎サポートベルト、及び骨盤を支えるための腰椎サポートベルトを追加。心地よく体幹を安定的に保持します。

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や円背の方にもやさしくフィットします。

- グリーン ケア 非課税
- 介助用ブレーキレバー ひじ当てウイング ひじ当て高さ調節
- スイングアウト 背張り調節 グリップ高さ調節
- ノーパンクタイヤ ジョックスキャスター クッション



#### スライドグリップ

力が弱くて駐車ブレーキをかけるのが大変な方、ブレーキレバーが短いと届きにくい方に有効です。ベッドに横移乗したいときには、短く収納できます。




#### アームサポート

アームサポートの高さを状態に合わせて調整できます。



#### フィットグリップハンドリム

握力が弱くても車椅子を漕ぎやすいハンドリムを標準装備。



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名  | 商品番号        | 商品コード        |
|--|-------------|--------------|
| ケアフィットウイング   | 21-6821-0   | 00122-000584 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 20インチ 折りたたみサイズ: 全幅 29 × 全高 67・64.5・62 × 全長 94cm |             |              |
| ご利用者負担額 (1割)   | 600円        | 月額レンタル料金     |
|  | (2割) 1,200円 | 6,000円       |
|  | (3割) 1,800円 |              |

## ケアフィットプラス (自走)

ミキ

### ケアフィットプラス CARE FIT PLUS



重さ  
12.9  
kg

※重量はクッション含まず

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子



#### ワンフィットベルト

実用新案出願済の背張り調節機能。短時間でのフィッティングが可能です。


かたさの異なる2種類のエラスティックウェビングベルトがやさしくフィットします。



小柄な方の多い日本人高齢者に適したサイズ設計です。こけ座りを防ぎます。

ご利用者様に合わせて座面高を3サイズからお選びいただけます。

- グリーン ケア 非課税
- 介助用ブレーキレバー ひじ当てウイング ひじ当て高さ調節
- スイングアウト 背張り調節 グリップ高さ調節
- ノーパンクタイヤ ジョックスキャスター クッション



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|---|-----------|--------------|
| ケアフィットプラス   | 21-6183-0 | 00122-000530 |
| 前輪: 6インチ 後輪: 20インチ 折りたたみ: 全幅 31 × 全高 60.2・62.5・65 × 全長 91cm クッション厚: 6cm |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)  | 300円      | 月額レンタル料金     |
|   | (2割) 600円 | 3,000円       |
|   | (3割) 900円 |              |



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

## イージーフィット (自走)

ミキ

「座幅調整」「座面高調整」が簡単に時間を大幅に節約。  
必要な工具は、5mmの六角レンチ1本のみ!



MEF-22 / 標準

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

※体型や状況に合わせて選べる2サイズ、ひじ高調整機能付



MEF-20 / 低座面

非課税

- 介助用 フレキブル
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

| 商品名    | 商品番号      | 商品コード        |
|--------|-----------|--------------|
| MEF-22 | 21-6774-0 | 00122-000582 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ  
折りたたみサイズ:全幅34×全高64・66・68×全長77cm クッション厚さ:3cm

|              |       |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) | 1,400 円 | 月額レンタル料金 | 7,000 円 |
|              |       | (3割) | 2,100 円 |          |         |

| 商品名    | 商品番号      | 商品コード        |
|--------|-----------|--------------|
| MEF-20 | 21-6776-0 | 00122-000581 |

前輪:5インチ 後輪:20インチ  
折りたたみサイズ:全幅34×全高61.5・63.5・65.5×全長75cm クッション厚さ:3cm

|              |       |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) | 1,400 円 | 月額レンタル料金 | 7,000 円 |
|              |       | (3割) | 2,100 円 |          |         |

歩行  
補助杖

## MM-フィット (自走) MM-Fit Hi22/Hi20/Lo20

ミキ




歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具



| 商品名           | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------|-----------|--------------|
| MM-Fit (Hi22) | 21-5300-0 | 00122-000346 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高67~74.5×全長74cm クッション厚さ:6cm

|              |       |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) | 1,400 円 | 月額レンタル料金 | 7,000 円 |
|              |       | (3割) | 2,100 円 |          |         |

| 商品名           | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------|-----------|--------------|
| MM-Fit (Hi20) | 21-5301-0 | 00122-000347 |

前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅33×全高64.5~74.5×全長71.5cm クッション厚さ:6cm

|              |       |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) | 1,400 円 | 月額レンタル料金 | 7,000 円 |
|              |       | (3割) | 2,100 円 |          |         |

| 商品名           | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------|-----------|--------------|
| MM-Fit (Lo20) | 21-5303-0 | 00122-000349 |

前輪:6インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅33×全高62~72×全長74cm クッション厚さ:6cm

|              |       |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 700 円 | (2割) | 1,400 円 | 月額レンタル料金 | 7,000 円 |
|              |       | (3割) | 2,100 円 |          |         |

## ケアアジャスト (自走) MC-KM001

ミキ

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子


座幅や座面高を3サイズからお選びいただけます。  
安心のシートベルト付。軽量モジュールタイプです。



介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



| 商品名      | 商品番号      | 商品コード        |
|----------|-----------|--------------|
| MC-KM001 | 21-5247-0 | 00122-000304 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32×全高65.5・68・70.5×全長73.5cm クッション厚さ:5cm

|              |       |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) | 1,000 円 | 月額レンタル料金 | 5,000 円 |
|              |       | (3割) | 1,500 円 |          |         |



税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

ふわりす(KF)シリーズ(自走) (エア軽量タイヤ仕様)

非課税

カワムラサイクル

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 介助用<br>ブレーキレバー | ひじ当て<br>ウイング   | ひじ当て<br>高さ調節 |
| スイング<br>アウト    | 背張り<br>調節      | グリップ<br>高さ調節 |
| ノーバンク<br>タイヤ   | ジョックス<br>キャスター | クッション        |



重さ  
9.6  
kg

| 商品名                | 商品番号      | 商品コード        |
|--------------------|-----------|--------------|
| KF22-40SB(すみれパープル) | 21-6217-0 | 00160-000241 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高66×全長93cm


|                  |      |      |        |          |        |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者<br>負担額 (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | 月額レンタル料金 | 5,000円 |
|                  |      | (3割) | 1,500円 |          |        |

ふわりす+(KFP)シリーズ(自走) (ソフトタイヤ仕様)

非課税

カワムラサイクル

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 介助用<br>ブレーキレバー | ひじ当て<br>ウイング   | ひじ当て<br>高さ調節 |
| スイング<br>アウト    | 背張り<br>調節      | グリップ<br>高さ調節 |
| ノーバンク<br>タイヤ   | ジョックス<br>キャスター | クッション        |



重さ  
11.9  
kg

| 商品名                 | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------------|-----------|--------------|
| KFP22-40SB(すみれパープル) | 21-6513-0 | 00160-000249 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高66×全長71.5cm


|                  |      |      |        |          |        |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者<br>負担額 (1割) | 600円 | (2割) | 1,200円 | 月額レンタル料金 | 6,000円 |
|                  |      | (3割) | 1,800円 |          |        |

カルッタ(自走) CRT-1

非課税

ミキ

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 介助用<br>ブレーキレバー | ひじ当て<br>ウイング   | ひじ当て<br>高さ調節 |
| スイング<br>アウト    | 背張り<br>調節      | グリップ<br>高さ調節 |
| ノーバンク<br>タイヤ   | ジョックス<br>キャスター | クッション        |



重さ  
9.7  
kg

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-1(ネイビー) | 21-6717-0 | 00122-000560 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅32×全高70.5×全長93cm


|                  |      |      |        |          |        |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者<br>負担額 (1割) | 400円 | (2割) | 800円   | 月額レンタル料金 | 4,000円 |
|                  |      | (3割) | 1,200円 |          |        |

カルッタ(自走) 多機能タイプ CRT-3

非課税

ミキ

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 介助用<br>ブレーキレバー | ひじ当て<br>ウイング   | ひじ当て<br>高さ調節 |
| スイング<br>アウト    | 背張り<br>調節      | グリップ<br>高さ調節 |
| ノーバンク<br>タイヤ   | ジョックス<br>キャスター | クッション        |



重さ  
11  
kg

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-3(ネイビー) | 21-6719-0 | 00122-000564 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ

折りたたみサイズ:全幅32×全高70.5×全長69(フット・レッグサポートをつけたままの場合93) cm

|                  |      |      |        |          |        |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者<br>負担額 (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | 月額レンタル料金 | 5,000円 |
|                  |      | (3割) | 1,500円 |          |        |

カルティマ(自走) CRT-5


非課税

ミキ

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 介助用<br>ブレーキレバー | ひじ当て<br>ウイング   | ひじ当て<br>高さ調節 |
| スイング<br>アウト    | 背張り<br>調節      | グリップ<br>高さ調節 |
| ノーバンク<br>タイヤ   | ジョックス<br>キャスター | クッション        |



ワンハンドブレーキ  
(特許出願済)



重さ  
9.9  
kg

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-5(ネイビー) | 21-6721-0 | 00122-000568 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅32×全高70.5×全長93cm

|                  |      |      |        |          |        |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者<br>負担額 (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | 月額レンタル料金 | 5,000円 |
|                  |      | (3割) | 1,500円 |          |        |

カルティマ(自走) 多機能タイプ CRT-7


非課税

ミキ

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 介助用<br>ブレーキレバー | ひじ当て<br>ウイング   | ひじ当て<br>高さ調節 |
| スイング<br>アウト    | 背張り<br>調節      | グリップ<br>高さ調節 |
| ノーバンク<br>タイヤ   | ジョックス<br>キャスター | クッション        |



ワンハンドブレーキ  
(特許出願済)



重さ  
11.2  
kg

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-7(ネイビー) | 21-6723-0 | 00122-000572 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ

折りたたみ:全幅32×全高70.5×全長69(フット・レッグサポートをつけたままの場合93) cm

|                  |      |      |        |          |        |
|------------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者<br>負担額 (1割) | 600円 | (2割) | 1,200円 | 月額レンタル料金 | 6,000円 |
|                  |      | (3割) | 1,800円 |          |        |

ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品


床ずれ  
防止用具

## ネクストコア (自走) NEXT-11B

松永製作所

非課税

- 介助用  
フーネレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



重さ  
11.8  
kg

| 商品名           | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------|-----------|--------------|
| NEXT-11B(ブルー) | 21-5953-0 | 00066-000315 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅29×全高65.5×全長93.5cm

| ご利用者<br>負担額 | (1割) | (2割) | (3割)   | 月額レンタル料金 |
|-------------|------|------|--------|----------|
|             | 400円 | 800円 | 1,200円 | 4,000円   |

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

## ネクストコア・マルチ (自走) NEXT-31B

松永製作所

非課税

- 介助用  
フーネレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



重さ  
13.2  
kg

| 商品名           | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------|-----------|--------------|
| NEXT-31B(ブルー) | 21-6041-0 | 00066-000318 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅28×全高65.5×全長95cm クッション厚さ: 前方3cm 後方2cm


| ご利用者<br>負担額 | (1割) | (2割)   | (3割)   | 月額レンタル料金 |
|-------------|------|--------|--------|----------|
|             | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円   |

## ウルトラ(自走) NA-U1

日進医療器

非課税

- 介助用  
フーネレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



重さ  
11.9  
kg

| 商品名           | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------|-----------|--------------|
| NA-U1 (インディゴ) | 21-6265-0 | 00175-000318 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ

折りたたみサイズ: 全幅30 ×全高66 ×全長97cm クッション厚さ: 4cm

| ご利用者<br>負担額 | (1割) | (2割)   | (3割)   | 月額レンタル料金 |
|-------------|------|--------|--------|----------|
|             | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円   |


## ウルトラ(自走) NA-U2W

日進医療器

在庫限定品

非課税

- 介助用  
フーネレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



重さ  
13.3  
kg

| 商品名            | 商品番号      | 商品コード        |
|----------------|-----------|--------------|
| NA-U2W (インディゴ) | 21-6235-0 | 00175-000327 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみサイズ: 全幅30×全高65×全長97cm クッション厚さ: 4cm


| ご利用者<br>負担額 | (1割) | (2割)   | (3割)   | 月額レンタル料金 |
|-------------|------|--------|--------|----------|
|             | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 6,000円   |

## BAL-1 (自走)

ミキ

非課税

- 介助用  
フーネレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



重さ  
12.9  
kg

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|-------|-----------|--------------|
| BAL-1 | 21-5755-0 | 00122-000451 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅33.5×全高67×全長96.5cm


| ご利用者<br>負担額 | (1割) | (2割) | (3割) | 月額レンタル料金 |
|-------------|------|------|------|----------|
|             | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円   |

## BAL-3 (自走)

ミキ

非課税

- 介助用  
フーネレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション



重さ  
14.7  
kg

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|-------|-----------|--------------|
| BAL-3 | 21-5863-0 | 00122-000453 |

前輪: 6インチ 後輪: 22インチ 折りたたみ: 全幅34.5×全高67×全長73cm

| ご利用者<br>負担額 | (1割) | (2割) | (3割)   | 月額レンタル料金 |
|-------------|------|------|--------|----------|
|             | 400円 | 800円 | 1,200円 | 4,000円   |



税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

**ネクストコア・アジャスト (自走) NEXT-51B**

松永製作所



重さ  
14.6  
kg

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車椅子

非課税


- 介助用  
ブレーキ  
ワイパー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション

アームレスト、座シートの高さ調整機能が姿勢を  
サポートします。

肘掛・座面・フットサポート調整機能で  
姿勢をサポートするモジュールタイプ




アームサポート高さ調整  
市販のクッションの組み  
合わせ時に!



座面高さ調整  
ご利用者の身長、足こぎ  
クッション併用等の使用  
状況に合わせて!



フットサポート前後&角  
度調整  
身体や状態に合わせて!



※前座高・後座高・肘高は  
クッションの厚み含まず

| 商品名   | 商品番号         | 商品コード                                      |
|---|--------------|--|
| <b>NEXT-51B(ブルー)</b>  | 21-6039-0    | 00066-000320                               |
| 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅28×全高67.5×全長96cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm |              |  |
| ご利用者<br>負担額 (1割)  | <b>600</b> 円 | (2割) <b>1,200</b> 円<br>(3割) <b>1,800</b> 円 |
|   |              | 月額レンタル料金 <b>6,000</b> 円                    |

**ウルトラモジュール (自走) NA-U7**

日進医療器



重さ  
14.7  
kg

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車椅子


非課税

- 介助用  
ブレーキ  
ワイパー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション

座幅が調整でき、着衣の厚みの変化にも対応できます。



脚部のスイングインも可能で、  
移乗がしやすくなります。



※前座高・後座高・肘高は  
クッションの厚み含まず

| カラー                                      | 商品番号         | 商品コード                                      |
|--|--------------|--|
| <b>NA-U7(インディゴ)</b>                      | 21-6404-0    | 00175-000336                               |
| 前輪:6インチ 後輪:22インチ                         |              |  |
| 折りたたみ:全幅30×全高65・67・69×全長99cm クッション厚さ:4cm |              |  |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                         | <b>700</b> 円 | (2割) <b>1,400</b> 円<br>(3割) <b>2,100</b> 円 |
|  |              | 月額レンタル料金 <b>7,000</b> 円                    |

**スキット1000 (自走) SKT-1000**

ミキ



重さ  
17.9  
kg

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車椅子

非課税


- 介助用  
ブレーキ  
ワイパー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション



スイングアウト  
移乗の際、フット・レッグ  
サポートを回転させる  
ように開けたり、取り  
外すことができます。よく  
壁にぶつかる場所でも  
あるので、さらに強度を  
アップしました。




座面高モジュール シート幅モジュール  
身体状況や使用環  
境の変化に応じて、「  
座面高・シート幅」  
をそれぞれ3段階に  
調整することがで  
きます。



テンション調整式シート  
シーティングの心地よさを追  
求し生み出された調整式シ  
ートです。座ったまま調整が  
できるようになりました。



ロックブレーキ  
従来はタイヤに対して点で押し  
付けて停止するタイプでしたが、  
ロックブレーキは面で押し付  
けてタイヤをがっちりホールド。  
制動力が大幅に向上。空気圧の低  
いタイヤでもしっかり停止します。



※前座高・後座高・肘高は  
クッションの厚み含まず

| 商品名  | 商品番号         | 商品コード                                      |
|--|--------------|--|
| <b>SKT-1000 (ブルー)</b>                                    | 21-6208-0    | 00122-000524                               |
| 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみサイズ:全幅32×全高66.5×全長75cm クッション厚さ:6cm |              |  |
| ご利用者<br>負担額 (1割)   | <b>700</b> 円 | (2割) <b>1,400</b> 円<br>(3割) <b>2,100</b> 円 |
|  |              | 月額レンタル料金 <b>7,000</b> 円                    |



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

## とまっティ(自走) MBY-41RB


ミキ



低座面車いすのウイング・スイングアウト仕様。立ち上がるとノンバックブレーキシステムが作動します。ベッドなどの移乗の際にとても便利です。

非課税

- 介助用フレイムレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



| 商品名                                   | 商品番号      | 商品コード           |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| MBY-41RB(エメラルド)                       | 21-7048-0 | 00122-000559    |
| 前輪:6インチ 後輪:20インチ                      |           |                 |
| 折りたたみサイズ:全幅35×全高63×全長74cm クッション厚さ:4cm |           |                 |
| ご利用者負担額 (1割)                          | 700円      | 月額レンタル料金 7,000円 |
| (2割)                                  | 1,400円    |                 |
| (3割)                                  | 2,100円    |                 |

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器


手すり

重さ  
18.2  
kg


歩行  
補助杖

## とまっティ(自走) MBY-41B

ミキ



- 介助用フレイムレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



重さ  
16.6  
kg

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード           |
|---|-----------|-----------------|
| MBY-41B(エメラルド)                                      | 21-6191-0 | 00122-000528    |
| 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅38×全高69×全長95cm クッション厚さ:4cm |           |                 |
| ご利用者負担額 (1割)  | 500円      | 月額レンタル料金 5,000円 |
| (2割)  | 1,000円    |                 |
| (3割)  | 1,500円    |                 |

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ


移動用  
リフト・  
つり具

## とまっティ(自走) MBY-47B

ミキ



- 介助用フレイムレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



重さ  
16.7  
kg

| 商品名                       | 商品番号      | 商品コード           |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| MBY-47B(イエロー)             | 21-6177-0 | 00122-000529    |
| 前輪:6インチ 後輪:22インチ          |           |                 |
| 折りたたみサイズ:全幅38×全高75×全長96cm |           |                 |
| ご利用者負担額 (1割)              | 600円      | 月額レンタル料金 6,000円 |
| (2割)                      | 1,200円    |                 |
| (3割)                      | 1,800円    |                 |

介護保険  
購入  
対象品

## ラクーン2(自走)

ミキ




重さ  
20.5  
kg

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

非課税

- 介助用フレイムレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション

身体を持ち上げなくても横からの移乗が簡単にでき、ベッド等への移乗負担を軽減。アームサポートを持ち上げるだけで駆動輪が後方へ移動、サイドガード(横板)を倒すとサイドガードがトランスファーボードになります。



| 商品名                         | 商品番号      | 商品コード           |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| ラクーン2                       | 21-5940-0 | 00122-000477    |
| 前輪:6インチ 後輪:22インチ            |           |                 |
| 折りたたみサイズ:全幅38.5×全高78×全長75cm |           |                 |
| ご利用者負担額 (1割)                | 800円      | 月額レンタル料金 8,000円 |
| (2割)                        | 1,600円    |                 |
| (3割)                        | 2,400円    |                 |

販売品

情報

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM  
 サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

### RX-1 Lo (自走)

ミキ

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 15.1 kg

| 商品名    | 商品番号      | 商品コード        |
|--------|-----------|--------------|
| RX-1Lo | 21-5587-0 | 00122-000428 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅33×全高65×全長93cm クッション厚さ:6cm


|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 400円 | (2割) | 800円   | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 1,200円 |          | 4,000円 |

### スキット4 (自走) SKT-4

ミキ

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



重さ 13.7 kg

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|-------|-----------|--------------|
| SKT-4 | 21-5637-0 | 00122-000411 |

前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅28.5×全高66.5×全長72.5cm


|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 600円 | (2割) | 1,200円 | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 1,800円 |          | 6,000円 |

### キックル (自走)

日進医療器

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 15.0 kg

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード        |
|------|-----------|--------------|
| キックル | 21-5355-0 | 00175-000249 |

前輪:5インチ 後輪:20インチ 折りたたみ:全幅35×全高60×全長89cm (前座高36cmのとき) クッション厚さ:前方5cm, 後方4cm



|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 700円 | (2割) | 1,400円 | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 2,100円 |          | 7,000円 |

### スキット5 (屋内6輪車) SKT-5

ミキ

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



重さ 15.2 kg

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|-------|-----------|--------------|
| SKT-5 | 21-5678-0 | 00122-000444 |

キャスター:前・後4インチ タイヤ:20インチ 折りたたみ:全幅28.5×全高64×全長73.5cm


|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 600円 | (2割) | 1,200円 | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 1,800円 |          | 6,000円 |

### ネクストコア-くるり 低床 (自走) NEXT-70B

松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 18.5 kg

| 商品名            | 商品番号      | 商品コード        |
|----------------|-----------|--------------|
| NEXT-70B (ブルー) | 21-6377-0 | 00066-000335 |

前輪:4インチ 後輪:20インチ 後方キャスター:4インチ 折りたたみサイズ:全幅34×全高65×全長86cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm


|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 700円 | (2割) | 1,400円 | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 2,100円 |          | 7,000円 |

### ネクストコア-くるり 中床 (自走) NEXT-71B

松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ 19.0 kg

| 商品名            | 商品番号      | 商品コード        |
|----------------|-----------|--------------|
| NEXT-71B (ブルー) | 21-6375-0 | 00066-000333 |

前輪:4インチ 後輪:22インチ 後方キャスター:4インチ 折りたたみサイズ:全幅34×全高67.5×全長86cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm

|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 700円 | (2割) | 1,400円 | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 2,100円 |          | 7,000円 |



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

## ケアフィットウイング (介助)

ミキ

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

重さ  
14.8  
kg

歩行  
補助杖

歩行器



**ケアフィットウイング**  
CARE FIT WING



ウイング、スイングアウト機能追加により自走するときも、さらに介助される方がいる時も、より快適に移動や移乗がしやすくなりました。



車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


体にフィット

胸椎下部を支える胸椎サポートベルト、及び骨盤を支えるための腰椎サポートベルトを追加。心地よく体幹を安定的に保持します。

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

ワンフィットベルトと3Dフレームにより、小柄な方や円背の方にもやさしくフィットします。

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| グリーン<br>ケア     | 非課税                    |
| 介助用<br>ブレーキレバー | ひじ当て<br>ウイング<br>高さ調節   |
| スイング<br>アウト    | 背張り<br>調節              |
| ノーバンク<br>タイヤ   | ジョックス<br>キャスト<br>クッション |



スライドグリップ

力が弱くて駐車ブレーキをかけるのが大変な方、ブレーキレバーが短いと届きにくい方に有効です。ベッドに横移乗したいときには、短く収納できます。




アームサポート

アームサポートの高さを状態に合わせて調整できます。



クッション

座クッションはセパレートアンカーにより、高さ調整が可能。足こぎが容易なポジションを作れます。



| 商品名  | 商品番号        | 商品コード        |
|--|-------------|--------------|
| ケアフィットウイング   | 21-6822-0   | 00122-000585 |
| 前輪：6インチ 後輪：14インチ 折りたたみサイズ：全幅26×全高62・64.5・67×全長91.5cm |             |              |
| ご利用者負担額 (1割)   | (2割) 1,200円 | 月額レンタル料金     |
|  | (3割) 1,800円 | 6,000円       |

## ケアフィットプラス (介助)

ミキ

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



**ケアフィットプラス**  
CARE FIT PLUS

重さ  
11.6  
kg

※重量はクッション含まず

背張り調整により座位姿勢のバランス維持をサポートする車椅子

ワンフィットベルトとエラストックベルトの組み合わせで、利用者の背中をやさしくサポートする車椅子です。



ワンフィットベルト

実用新案出願済の背張り調節機能。短時間でのフィッティングが可能です。




かたさの異なる2種類のエラストックウェビングベルトがやさしくフィットします。



ご利用者様に合わせて座面高を3サイズからお選びいただけます。

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| グリーン<br>ケア     | 非課税                    |
| 介助用<br>ブレーキレバー | ひじ当て<br>ウイング<br>高さ調節   |
| スイング<br>アウト    | 背張り<br>調節              |
| ノーバンク<br>タイヤ   | ジョックス<br>キャスト<br>クッション |



| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|---|-----------|--------------|
| ケアフィットプラス   | 21-6385-0 | 00122-000543 |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみ：全幅27×全高60・62.5・65×全長85cm クッション厚さ：6cm |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)  | (2割) 600円 | 月額レンタル料金     |
|   | (3割) 900円 | 3,000円       |



税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

**イージーフィット (介助) MEF-16/MEF-14**


ミキ



重さ **14.2** kg  
重さ **14.0** kg  
MEF-16 MEF-14

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

※体型や状況に合わせて選べる2サイズ、ひじ高調整機能付  
「座幅調整」「座面高調整」が簡単で時間を大幅に節約。  
必要な工具は、5mmの六角レンチ1本のみ!



| 商品名           | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------|-----------|--------------|
| <b>MEF-16</b> | 21-6775-0 | 00122-000580 |

前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅29×全高64・66・68×全長72.5cm クッション厚さ:3cm

|              |              |                     |          |                |
|--------------|--------------|---------------------|----------|----------------|
| ご利用者負担額 (1割) | <b>700</b> 円 | (2割) <b>1,400</b> 円 | 月額レンタル料金 | <b>7,000</b> 円 |
|--------------|--------------|---------------------|----------|----------------|

| 商品名           | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------|-----------|--------------|
| <b>MEF-14</b> | 21-6777-0 | 00122-000579 |

前輪:5インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅29×全高61.5・63.5・65.5×全長72.5cm クッション厚さ:3cm

|              |              |                     |          |                |
|--------------|--------------|---------------------|----------|----------------|
| ご利用者負担額 (1割) | <b>700</b> 円 | (2割) <b>1,400</b> 円 | 月額レンタル料金 | <b>7,000</b> 円 |
|--------------|--------------|---------------------|----------|----------------|

- 非課税
- 介助用フレイクバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション

**MM-Fिट (介助) MM-Fit Hi16/Lo16**

ミキ


在庫限定品



重さ **15.5** kg  
重さ **15.4** kg  
Hi16 Lo16

からだに合わせて、サイズ調整が可能な車椅子

体型や状況に合わせて選べる2サイズ、押し手高・ひじ高調整機能付



| 商品名                | 商品番号      | 商品コード        |
|--------------------|-----------|--------------|
| <b>MM-Fit Hi16</b> | 21-5302-0 | 00122-000348 |

前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅32×全高64.5~74.5×全長66.5cm クッション厚さ:6cm

| 商品名                | 商品番号      | 商品コード        |
|--------------------|-----------|--------------|
| <b>MM-Fit Lo16</b> | 21-5304-0 | 00122-000350 |

前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅32×全高62~72×全長69.5cm クッション厚さ:6cm

|              |              |                     |          |                |
|--------------|--------------|---------------------|----------|----------------|
| ご利用者負担額 (1割) | <b>700</b> 円 | (2割) <b>1,400</b> 円 | 月額レンタル料金 | <b>7,000</b> 円 |
|--------------|--------------|---------------------|----------|----------------|

- 非課税
- 介助用フレイクバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション

**ケアアジャスト (介助) MC-KM002**

ミキ




重さ **13.0** kg

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

座幅や座面高を3サイズからお選びいただけます。安心のシートベルト付。軽量モジュールタイプです。



- グリーンケア 非課税
- 介助用フレイクバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション
- シートベルト



| 商品名             | 商品番号      | 商品コード        |
|-----------------|-----------|--------------|
| <b>MC-KM002</b> | 21-5246-0 | 00122-000305 |

前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅30×全高65.5・68・70.5×全長65cm クッション厚さ:5cm

|              |              |                     |          |                |
|--------------|--------------|---------------------|----------|----------------|
| ご利用者負担額 (1割) | <b>500</b> 円 | (2割) <b>1,000</b> 円 | 月額レンタル料金 | <b>5,000</b> 円 |
|--------------|--------------|---------------------|----------|----------------|

ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品


床ずれ  
防止用具

## ふわりす (KF) シリーズ (介助) (エア軽量タイヤ仕様)

カワムラサイクル

非課税

- 介助用 フレームレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックスキャスター
- クッション
- シートベルト



重量 8.9 kg

| 商品名                | 商品番号      | 商品コード        |
|--------------------|-----------|--------------|
| KF16-40SB(すみれパープル) | 21-6218-0 | 00160-000240 |

前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみ：全幅28×全高66×全長84cm

|              |       |      |         |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) | 1,000 円 | (3割) | 1,500 円 | 月額レンタル料金 | 5,000 円 |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|----------|---------|

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

## ふわりす+ (KFP) シリーズ (介助) (ソフトタイヤ仕様)

カワムラサイクル

非課税

- 介助用 フレームレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックスキャスター
- クッション
- シートベルト



重量 10.6 kg

| 商品名                 | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------------|-----------|--------------|
| KFP16-40SB(すみれパープル) | 21-6515-0 | 00160-000248 |

前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみ：全幅28×全高66×全長62.5cm


|              |       |      |         |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) | 1,000 円 | (3割) | 1,500 円 | 月額レンタル料金 | 5,000 円 |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|----------|---------|

## カルッタ (介助) CRT-2

ミキ

非課税

- 介助用 フレームレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックスキャスター
- クッション



重量 9.1 kg

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-2(ネイビー) | 21-6718-0 | 00122-000562 |

前輪：6インチ 後輪：14インチ 折りたたみ：全幅25×全高70.5×全長85cm


|              |       |      |       |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|-------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 400 円 | (2割) | 800 円 | (3割) | 1,200 円 | 月額レンタル料金 | 4,000 円 |
|--------------|-------|------|-------|------|---------|----------|---------|

## カルッタ (介助) 多機能タイプ CRT-4

ミキ

非課税

- 介助用 フレームレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックスキャスター
- クッション



重量 10.5 kg

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-4(ネイビー) | 21-6720-0 | 00122-000566 |

前輪：6インチ 後輪：14インチ

折りたたみサイズ：全幅25×全高70.5×全長64 (フット・レグサポートをつけたままの場合88) cm

|              |       |      |         |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) | 1,000 円 | (3割) | 1,500 円 | 月額レンタル料金 | 5,000 円 |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|----------|---------|

## カルティマ (介助) CRT-6


ミキ

非課税

- 介助用 フレームレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックスキャスター
- クッション



ワンハンドブレーキ (特許出願済)



重量 9.1 kg

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-6(ネイビー) | 21-6722-0 | 00122-000570 |

前輪：6インチ 後輪：14インチ 折りたたみ：全幅25×全高70.5×全長85cm

|              |       |      |         |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 500 円 | (2割) | 1,000 円 | (3割) | 1,500 円 | 月額レンタル料金 | 5,000 円 |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|----------|---------|

## カルティマ (介助) 多機能タイプ CRT-8


ミキ

非課税

- 介助用 フレームレバー
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ジョックスキャスター
- クッション



ワンハンドブレーキ (特許出願済)



重量 10.5 kg

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| CRT-8(ネイビー) | 21-6724-0 | 00122-000574 |

前輪：6インチ 後輪：14インチ

折りたたみ：全幅25×全高70.5×全長64 (フット・レグサポートをつけたままの場合88) cm

|              |       |      |         |      |         |          |         |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|----------|---------|
| ご利用者負担額 (1割) | 600 円 | (2割) | 1,200 円 | (3割) | 1,800 円 | 月額レンタル料金 | 6,000 円 |
|--------------|-------|------|---------|------|---------|----------|---------|



税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

ネクストコア (介助) NEXT-21B

松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 10.8 kg

| 商品名           | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------|-----------|--------------|
| NEXT-21B(ブルー) | 21-5954-0 | 00066-000316 |

前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅28×全高65.5×全長93.5cm


|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 400円 | (2割) | 800円   | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 1,200円 |          | 4,000円 |

ネクストコア・マルチ (介助) NEXT-41B

松永製作所

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 12.2 kg

| 商品名           | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------|-----------|--------------|
| NEXT-41B(ブルー) | 21-6042-0 | 00066-000319 |

前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅27×全高65.5×全長94.5cm クッション厚さ:前方3cm後方2cm


|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 1,500円 |          | 5,000円 |

ウルトラ (介助) NAH-U1

日進医療器

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 10.5 kg

| 商品名    | 商品番号      | 商品コード        |
|--------|-----------|--------------|
| NAH-U1 | 21-6266-0 | 00175-000319 |

前輪:6インチ 後輪:14インチ

折りたたみサイズ:全幅28×全高65×全長86cm クッション厚さ:4cm

|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 500円 | (2割) | 1,000円 | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 1,500円 |          | 5,000円 |


ウルトラ (介助) NAH-U2W

日進医療器

在庫限定品

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



重さ 11.8 kg

| 商品名            | 商品番号      | 商品コード        |
|----------------|-----------|--------------|
| NAH-U2W(インディゴ) | 21-6236-0 | 00175-000328 |

前輪:6インチ 後輪:14インチ

折りたたみサイズ:全幅28×全高65×全長88cm クッション厚さ:4cm

|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 600円 | (2割) | 1,200円 | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 1,800円 |          | 6,000円 |

BAL-2 (介助)


ミキ

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



ノーパンクタイヤ



重さ 11.5 kg

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|-------|-----------|--------------|
| BAL-2 | 21-5756-0 | 00122-000452 |

前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅27×全高69×全長86.5cm

|              |      |      |      |          |        |
|--------------|------|------|------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 300円 | (2割) | 600円 | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 900円 |          | 3,000円 |

BAL-4 (介助)


ミキ

非課税

- 介助用 フレーキバー
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンクタイヤ
- ショックレスキャスター
- クッション



ノーパンクタイヤ



重さ 13.2 kg

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|-------|-----------|--------------|
| BAL-4 | 21-5864-0 | 00122-000454 |

前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅27.5×全高69.5×全長86.5cm

|              |      |      |        |          |        |
|--------------|------|------|--------|----------|--------|
| ご利用者負担額 (1割) | 400円 | (2割) | 800円   | 月額レンタル料金 |        |
|              |      | (3割) | 1,200円 |          | 4,000円 |



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

## ネクストコア・アジャスト (介助) NEXT-61B

松永製作所

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

重さ  
13.6  
kg



歩行  
補助杖

## ウルトラモジュール (介助) NAH-U7

日進医療器

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

重さ  
13.2  
kg



移動用  
リフト・  
つり具

## スキット2000 (介助) SKT-2000

ミキ

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

重さ  
16.3  
kg



**スイングアウト**  
移乗の際、フット・レッグサポートを回転させるように開けたり、取り外すことができます。よく壁にぶつかる場所にぶつかるところでもあるので、さらに強度をアップしました。



**高さ調整式アームサポート**  
ご利用される方に合わせて、アームサポートの高さを調整できます。



**座面高モジュール シート幅モジュール** 身体状況や使用環境の変化に応じて、「座面高・シート幅」をそれぞれ3段階に調整することができます。



**テンション調整式シート**  
シーティングの心地よさを追求し生み出された調整式シートです。座ったまま調整ができるようになりました。



**ロックンブレーキ**  
従来はタイヤに対して点で押し付けて停止するタイプでしたが、ロックンブレーキは面で押し付けてタイヤをがっちりホールド。制動力が大幅に向上。空気圧の低いタイヤでもしっかりと停止します。

からだに合わせて、サイズ調整が可能な車椅子

肘掛・座面・フットサポート調整機能で姿勢をサポートするモジュールタイプ




●アームサポート高さ調整  
市販のクッションの組み合わせ時に！

●座面高さ調整

ご利用者の身長、足こぎ・クッション併用等の使用状況に合わせて！

●フットサポート前後&角度調整

身体や状態に合わせて！



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード            |
|---|-----------|------------------|
| NEXT-61B (ブルー)  | 21-6040-0 | 00066-000321     |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ 折りたたみサイズ：全幅28×全高67.5×全長95.5cm クッション厚さ：前方3cm後方2cm |           |                  |
| ご利用者負担額 (1割)  | 600 円     | 月額レンタル料金 6,000 円 |
| (2割)  | 1,200 円   |                  |
| (3割)  | 1,800 円   |                  |

非課税


- 介助用 フレキブル
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

座幅が調整でき、着衣の厚みの変化にも対応できます。



脚部のスイングインも可能で、移乗がしやすくなります。



※前座高・後座高・肘高はクッションの厚み含まず

| カラー                                      | 商品番号      | 商品コード            |
|--|-----------|------------------|
| NAH-U7 (インディゴ)                           | 21-6405-0 | 00175-000337     |
| 前輪：6インチ 後輪：14インチ                         |           |                  |
| 折りたたみ：全幅26×全高65・67・69×全長92cm クッション厚さ：4cm |           |                  |
| ご利用者負担額 (1割)                             | 700 円     | 月額レンタル料金 7,000 円 |
| (2割)                                     | 1,400 円   |                  |
| (3割)                                     | 2,100 円   |                  |

非課税

- 介助用 フレキブル
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション


## スキット2000 (介助) SKT-2000

ミキ

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが外側へひらく、移乗に便利な車椅子

非課税

- 介助用 フレキブル
- ひじ当て ウィング
- ひじ当て 高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ 高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード            |
|--|-----------|------------------|
| SKT-2000 (ブルー)   | 21-6210-0 | 00122-000525     |
| 前輪：6インチ 後輪：14インチ 折りたたみサイズ：全幅27×全高66.5・69・71.5×全長66cm クッション厚さ：6cm |           |                  |
| ご利用者負担額 (1割)   | 700 円     | 月額レンタル料金 7,000 円 |
| (2割)   | 1,400 円   |                  |
| (3割)   | 2,100 円   |                  |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

### スキット1 (介助) SKT-1

ミキ

非課税

- 介助用 フレキブル
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイング アウト
- 背張り 調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンク タイヤ
- ショックレス キャスター
- クッション



重さ 9.9 kg

| 商品名                                       | 商品番号        | 商品コード           |
|---|-------------|-----------------|
| SKT-1                                     | 21-5296-0   | 00122-000319    |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅20×全高66.5×全長85cm |             |                 |
| ご利用者負担額 (1割)                              | 600円        | 月額レンタル料金 6,000円 |
|   | (2割) 1,200円 |                 |
|   | (3割) 1,800円 |                 |

### かるがもくん (介助) MC-43KDB

ミキ

在庫限定品

非課税

- 介助用 フレキブル
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイング アウト
- 背張り 調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンク タイヤ
- ショックレス キャスター
- クッション



重さ 9.9 kg


| 商品名                                     | 商品番号        | 商品コード           |
|---|-------------|-----------------|
| MC-43KDB                                | 21-5245-0   | 00122-000175    |
| 前輪:5インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅28×全高66×全長84cm |             |                 |
| ご利用者負担額 (1割)                            | 500円        | 月額レンタル料金 5,000円 |
|   | (2割) 1,000円 |                 |
|   | (3割) 1,500円 |                 |

### RXC-1 Lo (介助)

ミキ

非課税

- 介助用 フレキブル
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイング アウト
- 背張り 調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンク タイヤ
- ショックレス キャスター
- クッション



重さ 13.3 kg

| 商品名   | 商品番号        | 商品コード           |
|---|-------------|-----------------|
| RXC-1Lo   | 21-5588-0   | 00122-000429    |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみ:全幅28×全高66×全長87cm クッション厚さ:6cm |             |                 |
| ご利用者負担額 (1割)  | 400円        | 月額レンタル料金 4,000円 |
|   | (2割) 800円   |                 |
|   | (3割) 1,200円 |                 |

### スキット2 (介助) SKT-2

ミキ

非課税

- 介助用 フレキブル
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイング アウト
- 背張り 調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンク タイヤ
- ショックレス キャスター
- クッション



重さ 12.7 kg

| 商品名                                       | 商品番号        | 商品コード           |
|---|-------------|-----------------|
| SKT-2                                     | 21-5279-0   | 00122-000320    |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ 折りたたみ:全幅21×全高69.5×全長65cm |             |                 |
| ご利用者負担額 (1割)                              | 700円        | 月額レンタル料金 7,000円 |
|   | (2割) 1,400円 |                 |
|   | (3割) 2,100円 |                 |

### WAVITシリーズ (介助・エアタイヤ (軽量) 仕様)

カワムラサイクル

非課税

- 介助用 フレキブル
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイング アウト
- 背張り 調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンク タイヤ
- ショックレス キャスター
- クッション
- シート ヘルド



重さ 10.6 kg

| 商品名  | 商品番号        | 商品コード           |
|--|-------------|-----------------|
| WAVIT (40cm・濃紺チェック)                        | 21-5902-0   | 00160-000238    |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみサイズ:全幅30×全高67×全長87cm |             |                 |
| ご利用者負担額 (1割)                               | 400円        | 月額レンタル料金 4,000円 |
|  | (2割) 800円   |                 |
|  | (3割) 1,200円 |                 |

### WAVIT+シリーズ (介助・エアタイヤ仕様)

カワムラサイクル

非課税

- 介助用 フレキブル
- ひじ当て ウイング
- ひじ当て 高さ調節
- スイング アウト
- 背張り 調節
- グリップ 高さ調節
- ノーパンク タイヤ
- ショックレス キャスター
- クッション
- シート ヘルド



重さ 12.5 kg

| 商品名  | 商品番号        | 商品コード           |
|--|-------------|-----------------|
| WAVIT+ (40cm・濃紺チェック)                           | 21-6172-0   | 00160-000243    |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ 折りたたみサイズ:全幅30×全高67.5×全長62.5cm |             |                 |
| ご利用者負担額 (1割)                                   | 500円        | 月額レンタル料金 5,000円 |
|  | (2割) 1,000円 |                 |
|  | (3割) 1,500円 |                 |



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

## ラクーン3 (介助)

ミキ



重量  
15 kg

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品


情報

## スキット6 (介助) SKT-6

ミキ



重量  
14.7 kg




| 商品名  | 商品番号      | 商品コード                        |
|--|-----------|------------------------------|
| SKT-6                                      | 21-5679-0 | 00122-000375                 |
| 前輪：4インチ 後輪：14インチ 折りたたみサイズ：全幅23×全高62×全長69cm |           |                              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                           | 600 円     | (2割) 1,200 円<br>(3割) 1,800 円 |
| 月額レンタル料金                                   | 6,000 円   |                              |

アームサポートが跳ね上がり、フット・レッグサポートが  
外側へひらく、移乗に便利な車椅子

身体を持ち上げなくても横からの移乗が簡単にでき、  
ベッド等への移乗負担を軽減。アームサポートを持ち上  
げるだけで駆動輪が後方へ移動、サイドガード(横板)を  
倒すとサイドガードがトランスファーボードになります。



足踏みブレーキ付




| 商品名                                 | 商品番号      | 商品コード                        |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| ラクーン3                               | 21-5941-0 | 00122-000486                 |
| 前輪：6インチ 後輪：14インチ                    |           |                              |
| 折りたたみサイズ：全幅25×全高67・69.5・72×全長65.2cm |           |                              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                    | 800 円     | (2割) 1,600 円<br>(3割) 2,400 円 |
| 月額レンタル料金                            | 8,000 円   |                              |

## ネクストコア-くるり 低床 (介助) NEXT-80B

松永製作所



重量  
17.2 kg



| 商品名   | 商品番号      | 商品コード                        |
|---|-----------|------------------------------|
| NEXT-80B (ブルー)  | 21-6378-0 | 00066-000336                 |
| 前輪：4インチ 後輪：12インチ 後方キャスター：4インチ 折りたたみサイズ：全幅34×全高64.5×全長86cm クッション厚さ：前方3cm 後方2cm |           |                              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)  | 700 円     | (2割) 1,400 円<br>(3割) 2,100 円 |
| 月額レンタル料金  | 7,000 円   |                              |

## ネクストコア-くるり 中床 (介助) NEXT-81B

松永製作所



重量  
18.0 kg

アームサポートが跳ね上がり移乗に便利な車椅子


小回り性能と座位姿勢の安定化にこだわった介助式  
6輪車椅子中床モデルです。



コンパクトモード  
グリップを内側に収納  
して、コンパクトモー  
ドに設定！全長86cm  
から驚異の83cmと超  
コンパクト！



円盤バンパー  
前輪と後輪のキャス  
タの円盤バンパーが壁に  
傷をつけにくします。



| 商品名   | 商品番号      | 商品コード                        |
|---|-----------|------------------------------|
| NEXT-81B (ブルー)  | 21-6376-0 | 00066-000334                 |
| 前輪：4インチ 後輪：16インチ 後方キャスター：4インチ 折りたたみサイズ：全幅34×全高67.5×全長86cm クッション厚さ：前方3cm 後方2cm |           |                              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)  | 700 円     | (2割) 1,400 円<br>(3割) 2,100 円 |
| 月額レンタル料金  | 7,000 円   |                              |

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

## リクライニング型車いす MW-14

松永製作所



重さ  
20.3  
kg

アームサポートの取り外し、ふくらはぎサポートで  
移乗に便利な車椅子




フットサポートエレベーター  
角度を調節できます。

ふくらはぎパット  
足が後方に落ちないように保護します。



撥水・撥油

- 非課税**
- 介助用 フレームカバー
  - ひじ当て ウィング
  - ひじ当て 高さ調節
  - スイング アウト
  - 背張り 調節
  - グリップ 高さ調節
  - ノーパンク タイヤ
  - ショックレス キャスター
  - クッション
  - シート ベルト
  - リクライニング



| 商品名                                 | 商品番号         | 商品コード                        |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| MW-14                               | 21-5305-0    | 00066-000042                 |
| 前輪:7インチ 後輪:16インチ リクライニング角度:95°~160° |              |                              |
| 折りたたみサイズ:全幅24×全高87×全長106.5cm        |              |                              |
| 身長:150~170cm 耐荷重:75kg               |              |                              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                    | <b>800</b> 円 | (2割) 1,600 円<br>(3割) 2,400 円 |
|                                     |              | 月額レンタル料金<br><b>8,000</b> 円   |

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## 座王 (ティルト自走) NA-F7 (転倒防止付)

日進医療器



重さ  
21.5  
kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れる  
ティルト機能付き


バッグサポートは背中形状に合わせた3D形状調  
整が可能です。  
かたつない心地よい座り心地を実現致しました。

※写真はワインレッドです



ヘッドサポート高さ・前後左右位置調整式

- 非課税**
- 介助用 フレームカバー
  - ひじ当て ウィング
  - ひじ当て 高さ調節
  - スイング アウト
  - 背張り 調節
  - グリップ 高さ調節
  - ノーパンク タイヤ
  - ショックレス キャスター
  - クッション
  - ティルト



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

| 商品名   | 商品番号         | 商品コード                        |
|---|--------------|------------------------------|
| NA-F7 (グレイッシュブルー)                                   | 21-5732-0    | 00175-000305                 |
| 前輪:6インチ 後輪:20インチ ティルト角度:-5°~18°                     |              |                              |
| 折りたたみサイズ:全幅39×全高66~70×全長103cm 耐荷重:100kg クッション厚さ:5cm |              |                              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                                    | <b>800</b> 円 | (2割) 1,600 円<br>(3割) 2,400 円 |
|   |              | 月額レンタル料金<br><b>8,000</b> 円   |

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## 座王 (ティルト介助) NAH-F5 (転倒防止付)

日進医療器



重さ  
20.0  
kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れる  
ティルト機能付き


バッグサポートは背中形状に合わせた3D形状調  
整が可能です。  
かたつない心地よい座り心地を実現致しました。

※写真はワインレッドです



ヘッドサポート高さ・前後左右位置調整式

- 非課税**
- 介助用 フレームカバー
  - ひじ当て ウィング
  - ひじ当て 高さ調節
  - スイング アウト
  - 背張り 調節
  - グリップ 高さ調節
  - ノーパンク タイヤ
  - ショックレス キャスター
  - クッション
  - ティルト



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず

| 商品名  | 商品番号         | 商品コード                        |
|--|--------------|------------------------------|
| NAH-F5 (グレイッシュブルー)                               | 21-5731-0    | 00175-000304                 |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ ティルト角度:-4°~30°                  |              |                              |
| 折りたたみサイズ:全幅33×全高66×全長103cm 耐荷重:100kg クッション厚さ:5cm |              |                              |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                                 | <b>800</b> 円 | (2割) 1,600 円<br>(3割) 2,400 円 |
|  |              | 月額レンタル料金<br><b>8,000</b> 円   |

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

## TRC-3DX

ミキ

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

重量  
24.5  
kg

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション
- ティルト
- リクライニング

コンパクトで多機能なティルト&リクライニング車椅子。操作がより簡単安心に！包み込むような安心のホールド感。長時間の座位姿勢がより安全・快適に保つことができます。



マルチフットサポート



レッグサポート角度調整



マルチヘッドサポート



可倒式ショルダーサポート



足踏み連動式駐車ブレーキ/転倒防止バー



ティルト機能

おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。前ずれ防止にもなります。



リクライニング機能

おしり、背もたれの角度を自在に調節し、座位保持を有効にします。



ティルト機能+リクライニング機能


ゆったりとくつろぎたい時、障害によって姿勢の変換が必要な方や、障害によるバランス機能の低下をサポートします。




カラーレバー



スライド格納式アームサポート



エラスティックウェビングベルト



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード                   |
|---|-----------|-------------------------|
| TRC-3DX                                     | 21-6765-0 | 00122-000583            |
| 前輪：6インチ 後輪：14インチ 折りたたみ：全幅36×全高67.5×全長80.5cm |           |                         |
| ティルト角度：0~20° リクライニング角度：90~110° 耐荷重：100kg    |           |                         |
| ご利用者負担額 (1割)                                | 900円      | (2割) 1,800円 (3割) 2,700円 |
|   |           | 月額レンタル料金 9,000円         |

## TRC-3DX用マルチエルゴエレベータリング

ミキ

重量  
2.53  
kg



エレベータリング時の脚長差によるズレが起こりにくく、レッグサポートの位置と角度調整ができることで、最適なサポートが得られます。フットサポートは前後・左右・角度調整が可能。

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード               |
|---|-----------|---------------------|
| TRC-3DX用マルチエルゴエレベータリング                            | 29-8380-1 | 00122-000436        |
| 左右別々に脚部の角度を無段階 (12~71度) 調節、ステップ (定台) 角度調整 (±4.5度) |           |                     |
| ご利用者負担額 (1割)                                      | 200円      | (2割) 400円 (3割) 600円 |
|   |           | 月額レンタル料金 2,000円     |

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

ぴったりフィットくるーん

カワムラサイクル

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え、背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税

- 介助用  
フーネーパー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション
- シート  
ベルト
- ティルト
- リクライニング

●すきまレスピロー

大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持します。左右に取り付けられたベルトの長さを調節することで、枕の厚さを簡単に換えられます。

●ぴったりフィット機構<国内特許取得済> お尻が前にズレにくい!!

バックサポートを“倒す・起こす”の動作を繰り返しても、お尻がズレにくく、安定した座位が保てます。

●低反発アンカークッション

身体をやさしく包みこむようなフィット感で 座り心地と座位保持をサポートします。

●アブソレック乗キャスタ使用 ABF (サスペンション内蔵キャスタ輪) 付

路面からの衝撃差を(約 1/4 カット) 吸収軽減します。


●スキニーズベルト

背中への張り調節部に伸縮する部分を設けました。この部分の「スキマ」の空き方を見ながらベルトの張りなおしをすることで、従来より簡単に調節することができます。



重さ  
21.5  
kg


●角度調整式ステップ板



●ティルトリクライニング



●コンパクトに収納可能



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード                      |
|--|-----------|----------------------------|
| KPFK-12  | 21-6524-0 | 00160-000250               |
| 前輪:6インチ 後輪:12インチ 折りたたみサイズ:全幅35×全高77×全長72cm クッション厚さ:7cm |           |                            |
| ご利用者 (1割) 負担額  | 900円      | (2割) 1,800円<br>(3割) 2,700円 |
| 月額レンタル料金   | 9,000円    |                            |

スキット7 (介助) SKT-7

ミキ

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能付き


非課税

- 介助用  
フーネーパー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックス  
キャスター
- クッション
- ティルト

チルト仕様で全幅がわずか48cmとコンパクト。狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れます。



チルト機能が体重を分散



| 商品名                                 | 商品番号      | 商品コード                      |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|
| SKT-7                               | 21-5722-0 | 00122-000433               |
| 前輪:6インチ 後輪:14インチ チルト角度:0°~約30°      |           |                            |
| 折りたたみサイズ:全幅32×全高70×全長72cm 耐荷重:100kg |           |                            |
| ご利用者 (1割) 負担額                       | 800円      | (2割) 1,600円<br>(3割) 2,400円 |
| 月額レンタル料金                            | 8,000円    |                            |



重さ  
19  
kg



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

## マイチルト・コンパクト介助用 MH-CR3D

松永製作所

### ●マイチルト・コンパクト (MH-CR3D)



重さ  
24.5  
kg

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え  
背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き


非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
クッション
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーバンク  
タイヤ
- ショックアブ  
ソルター
- クッション
- シート  
ベルト
- ティルト
- リクライニング




### ●背フレーム後方曲げ構造

肩部分が背パイプに当たらないよう、  
背パイプを後方へ大きく曲げました。  
肩部付近への圧迫を後方へ逃がすこと  
で、背すじをしっかりと伸ばすことが  
でき、肺や腹部への圧迫を和らげます。



※前座高・後座高・ひじ高は  
クッションの厚み含まず



### ●折りたたんで更にコンパクト

軽自動車の後ろにも積み込み可能です。通院などの外出時の負担を減らします。



### ●ティルト & リクライニング機構

超スリム&コンパクトなティルト&リクライニング車椅子です。左右別々で背張  
りを調整する立体スリングシートにより、正面・側面・上面からの3次元で姿勢  
を整えます。



### ●抜群の小回り性能

狭い廊下のカーブも壁にフィットサポート  
などが当たることなく難なく曲がること  
ができます。



### ●骨盤 & 体幹サポートフレーム

骨盤から脇の下にかけて、左右から包み  
込むように支えられる構造にしました。

## ●MH-CR3D用スイングアウト& エレベーターユニット

※オプションのスイングアウト&エレベーターも取付可能です。



装着例：マイチルト・コンパクト(MH-CR3D)介助用

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード  |
|--|-----------|--|
| 3D MH-CR3D(ブルー)                                  | 21-5949-0 | 00066-000307                                   |
| 前輪：6インチ後輪：12インチ ティルト角度：0°～30° リクライニング角度：90°～125° |           |  |
| 耐荷重：75kg クッション厚さ：前8、後4cm                         |           |  |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                                 | 800 円     | 月額レンタル料金<br>1,600 円<br>(2割)<br>2,400 円<br>(3割) |
|  |           | 8,000 円  |

| 商品名                            | 商品番号      | 商品コード                                      |
|--------------------------------|-----------|--|
| MH-CR3D用スイングアウト&<br>エレベーターユニット | 29-6921-1 | 00066-000297                               |
| ご利用者<br>負担額 (1割)               | 100 円     | 月額レンタル料金<br>200 円<br>(2割)<br>300 円<br>(3割) |
|                                |           | 1,000 円                                    |

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

**オアシスポジティブ(介助) OS-12TRSP(スイングアウト&エレベータング付)**

松永製作所

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え  
背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税

- 介助用  
フーネーパー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション
- シート  
ベルト
- ティルト
- リクライニング



重さ  
25.4  
kg

床ずれ  
防止用具


体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器


手すり

歩行  
補助杖

歩行器



全幅53cmのコンパクト設計。  
バックサポートの上部が、  
前方へ折れ曲がりバックサポート全体で  
活動的な前向き姿勢をキープします。




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

☆円背・骨盤後傾の方に対するティルト式車いすとの比較



| 商品名   | 商品番号      | 商品コード                |
|---|-----------|----------------------|
| OS-12TRSP   | 21-5724-0 | 00066-Z00011         |
| 前輪:6インチ 後輪:12インチ ティルト角度:0°~25° リクライニング角度:90°~115° クッション厚さ:5cm |           |                      |
| 折りたたみサイズ:全幅32×全高95.5×全長90.5cm 耐荷重:75kg                        |           |                      |
| ご利用者負担額 (1割)  | 900円      | 月額レンタル料金 (2割) 1,800円 |
|   |           | (3割) 2,700円          |
|   |           | 9,000円               |

**オアシスポジティブ(自走) OS-11TRSP(スイングアウト&エレベータング付)**

松永製作所

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え  
背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税


- 介助用  
フーネーパー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション
- ティルト
- リクライニング

バックサポートの上部が、前方へ折れ曲がりバックサポート全体で活動的な前向き姿勢をキープします。

※写真は介助用です



- ①背もたれのリクライニングと連動
- ②座面の後ろ1/3だけがティルト



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

重さ  
26.2  
kg



介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード                |
|---|-----------|----------------------|
| OS-11TRSP   | 21-5725-0 | 00066-Z00054         |
| 前輪:5インチ 後輪:18インチ ティルト角度:0°~25° リクライニング角度:90°~115° |           |                      |
| 折りたたみサイズ:全幅35×全高91.5×全長92.5cm 耐荷重:75kg            |           |                      |
| ご利用者負担額 (1割)                                      | 900円      | 月額レンタル料金 (2割) 1,800円 |
|   |           | (3割) 2,700円          |
|   |           | 9,000円               |



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ネクストローラー シルバーパッケージII (介助)

ミキ



重さ  
24  
kg

背シートの角度調整が可能なリクライニング機能付き

身体がズレにくく、介助操作も、軽くスムーズに行いやすい車椅子です。



非課税

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 介助用<br>フレイムバー | ひじ当て<br>ウイング   | ひじ当て<br>高さ調節 |
| スイング<br>アウト   | 背張り<br>調節      | グリップ<br>高さ調節 |
| ノーパンク<br>タイヤ  | ショックス<br>キャスター | クッション        |
| シート<br>ベルト    | ティルト           | リクライニング      |

### “次世代リクライニング”

新機能 可倒式ショルダーサポート搭載でさらにホールド感アップ。新発想、座面昇降型リクライニング式車椅子。  
「身体がズれる」「介助操作が重くて大変」  
今までのリクライニング式車椅子の欠点をマルチリンク機構が解決。「身体がズれず」に、「介助操作も軽くて安全」なのが、ネクストローラーです。

### 5つのオススメポイント

- 前ズレを起こさない新発想のリクライニング機構**  
「リクライニングしたら身体がズれる」を解決。  
利用者の身体に沿うように動く新感覚のリクライニング「ネクストローラーのマルチリンク機構」を体感してください。
- 包み込むような安心のホールド感**  
「長時間の乗車は疲れる」を解決。  
肩幅を大きく広げたバックシートが身体を優しく包み込みます。リクライニング時には、アームサポートとして利用者の両腕をしっかり支え、リラックスした姿勢を保てます。
- 介助の負担を軽減する座面昇降機能**  
「腰を屈めた移乗介助がたいへん」を解決。  
リクライニング操作と連動して座面が約15cm上昇しフラットになるネクストローラー。車椅子上での着替えやベッドへの移乗時の介助負担を大きく軽減します。
- 省エネで安全な操作性**  
「リクライニング操作は重くて危険」を解決。  
リクライニング操作のために利用者の重みを支え続けなければならないという、介助者の悩みを解消。利用者の体重を効率よく利用し、片手でも安全・スムーズに操作のできるリクライニングシステムです。
- タイト&ショートなフレーム構造**  
「車椅子がかさ張って動けない」を解決。  
重心移動量が小さいネクストローラーだから、ホイールベースを普通車なみに短くできました。立体構造によるタイトフレームと相まって、室内の取回しも苦になりません。

### その他の機能

|   |  |
|---|--|
| <b>可倒式ショルダーサポート</b><br>搭乗者の上体を包み込み、安定した姿勢を保持できるショルダーサポート。ベッドなどへの移乗時には後方へ倒せるので、乗せ降ろしの邪魔になりません。 | <b>エルゴエレベーター</b><br>膝に近い位置に設けたエレベーターの支点が、挙上時に起こる下腿とフットサポートとの脚長差のズレを緩和し、フットサポートに足をのせたままでも脚部を上げ下げできます。 |
| <b>スロープヘッドサポート</b><br>高さ調整（まくら付き）<br>ヘッドサポートの高さを工具を使わずに行えます。（20mm間隔4段階調整）                     | <b>調整式手押しハンドル</b><br>手押しハンドルの向き、高さ調整が自由自在。介助者の体格や使用状況に合わせてフレキシブルに対応します。                              |
| <b>シートフレーム奥行き調整</b><br>フット・レッグサポートと連動したシートフレームの奥行きを工具を使わずに行えます。（20mm間隔5段階）                    | <b>フラット</b><br>スライド格納式アームサポート<br>移乗時にワンタッチでロック解除して座面の位置まで下げることができます。アームサポート高190mm。                   |
| <b>フットブレーキ（リンク式）</b><br>側方・前方からはレバーで、後方からはペダルによりブレーキ操作ができます。ポンペ架との併用も可能です。                    | <p>全幅 60<br/>座幅 42<br/>座高 82<br/>前高 114~141.5<br/>後高 121.5<br/>※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず</p>          |

| 商品名                           | 商品番号        | 商品コード            |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| ネクストローラーシルバーパッケージII42cm       | 21-6087-0   | 00122-000491     |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ              |             |                  |
| リクライニング角度：100°～170° 耐荷重：100kg |             |                  |
| ご利用者負担額（1割）                   | 1,200円      | 月額レンタル料金 12,000円 |
|                               | （2割） 2,400円 |                  |
|                               | （3割） 3,600円 |                  |

## TRC-2

ミキ



重さ  
23.9  
kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

ティルト、リクライニング機能に加え、マルチヘッドサポートなどの調整機能や介助者の腰の負担を軽減する足踏み連動式駐車ブレーキなど多機能な車椅子です。



**ティルト機能**  
おしり、太ももにかかる体重を背中や腰に分散させることができます。前ずれ防止にもなります。




**リクライニング機能**  
ゆったりとくつろぎたい時や、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます。



新機構のマルチヘッドサポートは上下、前後、左右、回転角度の多様な調整が可能です。ウイング機構を有したアームサポートは6段階の高さ調整ができます。足踏み連動式駐車ブレーキは足でブレーキ操作を行えるため、介助者の腰への負担を軽減できます。

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 介助用<br>フレイムバー | ひじ当て<br>ウイング   | ひじ当て<br>高さ調節 |
| スイング<br>アウト   | 背張り<br>調節      | グリップ<br>高さ調節 |
| ノーパンク<br>タイヤ  | ショックス<br>キャスター | クッション        |
| シート<br>ベルト    | ティルト           | リクライニング      |



| 商品名   | 商品番号        | 商品コード           |
|---|-------------|-----------------|
| TRC-2   | 21-5578-0   | 00122-000378    |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ ティルト角度：0°～25° リクライニング角度：90°～120° |             |                 |
| 折りたたみ：全幅35×全高73×全長79cm 耐荷重：100kg                  |             |                 |
| ご利用者負担額（1割）                                       | 900円        | 月額レンタル料金 9,000円 |
|   | （2割） 1,800円 |                 |
|   | （3割） 2,700円 |                 |

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**  
 サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ネットiem

ラックヘルスケア



重さ  
30  
kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き

非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション
- ティルト
- リクライニング


姿勢の崩れを防ぐ機能を持った  
快適性の高い車椅子です。  
座クッションと背クッションが標準装備されています。  
ひじ当て着脱式。



頭部を保持するクッション性の高い  
ヘッドサポート



側方への崩れを防ぐ、クッション  
形状




側方への崩れを防ぐ、クッション形状



足底の高い安定性を実現するフット  
サポート



アームサポート・レッグサポートが  
外れ、バリアの少ない移乗を実現



| 商品名   | 商品番号        | 商品コード               |
|---|-------------|---------------------|
| ネットiem  | 21-6007-0   | 00245-000170        |
| 前輪:5インチ 後輪:16インチ ティルト角度:-5°~20° リクライニング角度:92°~137°<br>折りたたみサイズ:全幅58×全高74.5×全長82cm クッション厚さ:8cm 耐荷重:135kg |             |                     |
| ご利用者<br>負担額 (1割)  | 2,600円 (2割) | 月額レンタル料金<br>13,000円 |
| 負担額 (3割)  | 3,900円      |                     |

## フルリクライニング車いす RJ-360

いすら



重さ  
36.0  
kg

座と背シートの角度はそのまま後方に倒れるティルト機能に加え、背シートの角度調整も可能なリクライニング機能付き


非課税

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション
- ティルト
- リクライニング

優れた座位保持効果を発揮する、独自のチルト&リク  
ライニング機能により、体重をやさしく支え、長時間座っ  
ていても快適に過ごせます。



(フルフラット状態)



| 商品名   | 商品番号        | 商品コード               |
|---|-------------|---------------------|
| RJ-360  | 21-5406-0   | 00084-000086        |
| 前輪:6インチ 後輪:16インチ チルト角度:6.5°~19.5° リクライニング角度:105°~165° 耐荷重:100kg |             |                     |
| ご利用者<br>負担額 (1割)  | 2,400円 (2割) | 月額レンタル料金<br>12,000円 |
| 負担額 (3割)  | 3,600円      |                     |



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

## 延長用レバー MS-131

ミキ



長 短

ブレーキレバーの長さを延長することができます。

| 商品名        | 商品番号      | 商品コード        |
|------------|-----------|--------------|
| 延長用レバー (長) | 29-5303-1 | 00122-000426 |

ブレーキレバーを10cm延長

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 50 円             | 100 円 | 150 円 | 500 円    |

| 商品名        | 商品番号      | 商品コード        |
|------------|-----------|--------------|
| 延長用レバー (短) | 29-5304-1 | 00122-000425 |

ブレーキレバーを5cm延長

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 50 円             | 100 円 | 150 円 | 500 円    |

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## ブレーキ延長棒

日進医療器

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|-------|-----------|--------------|
| +18cm | 29-0213-1 | 00175-Z00024 |

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 50 円             | 100 円 | 150 円 | 500 円    |

松永製作所

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|-------|-----------|--------------|
| +5cm  | 29-5110-1 | 00066-000298 |
| +10cm | 29-5111-1 | 00066-000298 |

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 50 円             | 100 円 | 150 円 | 500 円    |

カワムラサイクル

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|-------|-----------|--------------|
| +10cm | 29-7584-1 | 00160-000170 |

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 50 円             | 100 円 | 150 円 | 500 円    |

## 杖入れ／杖置き

● ミキ 杖入れ (1本用)



ミキ

| 商品名              | 商品番号      | 商品コード        |
|------------------|-----------|--------------|
| 杖入れ (1本用) MS-132 | 29-5999-1 | 00122-000252 |

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 100 円            | 200 円 | 300 円 | 1,000 円  |

● カワムラサイクル 杖置き



● 松永製作所 杖入れ (大)



松永製作所 (NEXT専用オプション)

| 商品名                | 商品番号      | 商品コード        |
|--------------------|-----------|--------------|
| 杖入れ (大) X-WC92-010 | 29-8337-1 | 00066-000344 |

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 100 円            | 200 円 | 300 円 | 1,000 円  |

● 松永製作所 杖入れ (小)



松永製作所

| 商品名            | 商品番号      | 商品コード        |
|----------------|-----------|--------------|
| 杖入れ (小) PO-09C | 29-0150-1 | 00066-000212 |

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 50 円             | 100 円 | 150 円 | 500 円    |

## ボンベ架／延長ティッピングバー

※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。

ミキ



酸素ボンベを携帯する際に使用します。  
ベルトによって大きさを調整が可能です。



● ボンベの架取付けには「延長ティッピングバー MS-138」の併用が必須となります。

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| ボンベ架 MS-134 | 29-5918-1 | 00122-000214 |

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 100 円            | 200 円 | 300 円 | 1,000 円  |

| 商品名               | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------------|-----------|--------------|
| 延長ティッピングバー MS-138 | 29-6057-1 | 00122-000387 |

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 50 円             | 100 円 | 150 円 | 500 円    |

## NEXT専用 酸素ボンベ架／転倒防止キャスト付

※取り付けに関しては付属品適合表をご参照ください。

松永製作所



● ボンベ架の取付けには「NEXT専用 転倒防止キャスト付」の併用が必須となります。

| 商品名               | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------------|-----------|--------------|
| 酸素ボンベ架 X-WC91-001 | 29-8338-1 | 00066-000345 |

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 150 円            | 300 円 | 450 円 | 1,500 円  |

| 商品名       | 商品番号      | 商品コード        |
|-----------|-----------|--------------|
| 転倒防止キャスト付 | 29-8339-1 | 00066-000356 |

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 2割    | 3割    | 月額レンタル料金 |
|------------------|-------|-------|----------|
| 150 円            | 300 円 | 450 円 | 1,500 円  |

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001 /車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## マルチエルゴエレベータィング

重さ  
2.53  
kg

ミキ



ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて、左右独立して自在にフットサポートの位置を変えられます。フットサポートとレッグサポートの細かい調整が可能です。

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード              |
|--|-----------|--------------------|
| マルチエルゴエレベータィング                                       | 29-6338-1 | 00122-000436       |
| 左右別々に脚部の角度を無段階 (12~71度) 調節、ステップ (定台) 角度調整 (90度~120度) |           |                    |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                                     | 200円      | 月額レンタル料金<br>2,000円 |
|  | (2割) 400円 |                    |
|  | (3割) 600円 |                    |

## エルゴエレベータィングⅡ

重さ  
2.2  
kg

ミキ




ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて自在にフットサポートの位置を変えられます。ステップに足を乗せたまま左右別々に脚部を上げ下げすることができます。

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード              |
|--|-----------|--------------------|
| エルゴエレベータィングⅡ   | 29-6014-1 | 00122-000383       |
| 左右別々に脚部の角度を無段階 (12~71度) 調節、ステップ (定台) 角度調整 (90度~120度) |           |                    |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                                     | 200円      | 月額レンタル料金<br>2,000円 |
|  | (2割) 400円 |                    |
|  | (3割) 600円 |                    |

## テーブル MS-151

重さ  
2.5  
kg

ミキ



※使用イメージ

横差し金具・受け金具  
前後にスライドが可能です。

車いすに座ったまま読書や軽作業ができます。テーブルが前後にスライドします。抗菌仕様。

| 商品名                             | 商品番号      | 商品コード              |
|---------------------------------|-----------|--------------------|
| MS-151                          | 29-0370-1 | 00122-000216       |
| サイズ: 幅60×奥行45×高さ1.5cm 重さ: 2.5kg |           |                    |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                | 100円      | 月額レンタル料金<br>1,000円 |
|                                 | (2割) 200円 |                    |
|                                 | (3割) 300円 |                    |

## ワンタッチシートベルト MS-111

ミキ



座位をしっかりと安定させます。

| 商品名                | 商品番号      | 商品コード            |
|--------------------|-----------|------------------|
| MS-111             | 29-5959-1 | 00122-000225     |
| サイズ: 幅5×長さ80~100cm |           |                  |
| ご利用者<br>負担額 (1割)   | 80円       | 月額レンタル料金<br>800円 |
|                    | (2割) 160円 |                  |
|                    | (3割) 240円 |                  |

## スマートヘッドサポート MS-0009

重さ  
2.0  
kg

ミキ



枕位置調整は前後左右、角度それぞれ独立して行えます。



背パイプを挟んで取付します。穴あけ不要。



取付金具



幅のスライド調整により  
座幅30~44cmの車いすに  
取り付けできます。※1

装着例: BAL-1  
(写真左-使用時、  
写真右-折りたたみ時)

車いすの背パイプに簡単に着脱ができます。車いすの背角度、座幅、利用者の姿勢に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整できます。

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード              |
|--|-----------|--------------------|
| MS-0009                                    | 29-6760-1 | 00122-000461       |
| 対応可能な座幅 (カタログ値): 最小30/最大44cm ※1 一部特殊フレーム除く |           |                    |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                           | 200円      | 月額レンタル料金<br>2,000円 |
|  | (2割) 400円 |                    |
|  | (3割) 600円 |                    |





# 車椅子・車椅子付属品

## 車椅子付属品適合表

| タイプ         | 商品コード     | 商品名称                            | 付属品適合             |                   |               |              |               |               |            |             |                    |                |             |                   |                          |                   |                |             |                |                     |   |
|-------------|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|---|
|             |           |                                 | 29-5303-1         | 29-5304-1         | 29-0213-1     | 29-5110-1    | 29-5111-1     | 29-7584-1     | 29-5999-1  | 29-8333-1   | 29-8337-1          | 29-0150-1      | 29-5918-1   | 29-6057-1         | 29-8338-1                | 29-8339-1         | 29-6338-1      | 29-0370-1   | 29-6014-1      | 29-6760-1           |   |
|             |           |                                 | 延長用レバー MS-131 (長) | 延長用レバー MS-131 (短) | ブレーキ延長棒 +18cm | ブレーキ延長棒 +5cm | ブレーキ延長棒 +10cm | ブレーキ延長棒 +10cm | 杖入れ MS-132 | 杖置き KY40276 | 杖入れ (大) X-WC92-010 | 杖入れ (小) PO-90C | ボンベ架 MS-134 | 延長ティップングバー MS-138 | NEXT専用 脚兼ボンベ架 X-WC91-001 | NEXT専用 転倒防止 キャスタ付 | マルチエルゴエレベータリング | テーブル MS-151 | エルゴエレベータリング II | スマートヘッドサポート MS-0009 |   |
| 体位変換器       | 21-6821-0 | ケアフィットウイング (自走)                 |                   |                   |               |              |               |               | ○          |             |                    |                | ○           | ○                 |                          |                   |                | ○           |                | ○                   |   |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 21-6183-0 | ケアフィットプラス (自走)                  | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             | ○                 | ○                        |                   |                |             | ○              |                     | ○ |
|             | 21-6776-0 | イージーフィット (自走) MEF-20            |                   |                   |               |              |               |               |            |             |                    |                |             |                   |                          |                   |                |             |                |                     | ○ |
| 手すり         | 21-6774-0 | イージーフィット (自走) MEF-22            |                   |                   |               |              |               |               |            |             |                    |                |             | ○                 |                          |                   |                |             |                |                     | ○ |
|             | 21-5300-0 | MM-フィット (自走) MM-Fit Hi22        | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             | ○                 | ○                        |                   |                |             | ○              | ○                   | ○ |
| 歩行補助杖       | 21-5301-0 | MM-フィット (自走) MM-Fit Hi20        | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             | ○                 | ○                        |                   |                |             | ○              | ○                   | ○ |
|             | 21-5303-0 | MM-フィット (自走) MM-Fit Lo20        | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             | ○                 | ○                        |                   |                |             | ○              | ○                   | ○ |
| 歩行器         | 21-5247-0 | ケアアジャスト (自走) MC-KM001           | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             | ○                 | ○                        |                   |                |             |                | ○                   |   |
|             | 21-5587-0 | RX-1 Lo (自走)                    | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            |             |                    |                |             |                   |                          |                   |                |             |                |                     | ○ |
| 車椅子・車椅子付属品  | 21-5755-0 | BAL-1 (自走)                      | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             | ○                 | ○                        |                   |                |             | ○              |                     | ○ |
|             | 21-5863-0 | BAL-3 (自走)                      | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             | ○                 | ○                        |                   |                |             | ○              | ○                   | ○ |
| スロープ        | 21-5637-0 | スキット4 (自走) SKT-4                | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             | ○                 | ○                        |                   |                |             | ○              | ○                   | ○ |
|             | 21-6191-0 | とまっティ (自走) MBY-41B              | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             | ○                 |                          |                   |                |             | ○              |                     | ○ |
| 移動用リフト・つり具  | 21-6217-0 | ふわりす (KF) シリーズ (自走) (エア軽量タイヤ仕様) |                   |                   |               |              |               |               | ○          |             | ○                  |                |             |                   |                          |                   |                |             |                |                     |   |
|             | 21-5953-0 | ネクストコア (自走) NEXT-11B            |                   |                   |               | ○            | ○             |               |            |             | ○                  |                |             |                   | ○                        | ○                 |                |             |                |                     |   |
| 介護保険購入対象品   | 21-6041-0 | ネクストコア・マルチ (自走) NEXT-31B        |                   |                   |               | ○            | ○             |               |            |             | ○                  |                |             |                   | ○                        | ○                 |                |             |                |                     |   |
|             | 21-6039-0 | ネクストコア・アジャスト (自走) NEXT-51B      |                   |                   |               | ○            | ○             |               |            |             | ○                  |                |             |                   | ○                        | ○                 |                |             |                |                     |   |
| 販売品         | 21-5355-0 | キックル                            |                   |                   | ○             |              |               |               |            |             |                    |                |             |                   |                          |                   |                |             |                |                     |   |
|             | 21-6822-0 | ケアフィットウイング (介助)                 |                   |                   |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             |                   | ○                        | ○                 |                |             |                | ○                   | ○ |
| 情報          | 21-6385-0 | ケアフィットプラス (介助)                  | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             |                   | ○                        | ○                 |                |             |                | ○                   | ○ |
|             | 21-6777-0 | イージーフィット (介助) MEF-14            |                   |                   |               |              |               |               |            |             |                    |                |             |                   |                          |                   |                |             |                |                     | ○ |
|             | 21-6775-0 | イージーフィット (介助) MEF-16            |                   |                   |               |              |               |               |            |             |                    |                |             |                   | ○                        |                   |                |             |                |                     | ○ |
|             | 21-5302-0 | MM-フィット (介助) MM-Fit Hi16        | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            |             | ○                  |                |             |                   | ○                        | ○                 |                |             |                | ○                   | ○ |
|             | 21-5304-0 | MM-フィット (介助) MM-Fit Lo16        | ○                 | ○                 |               |              |               |               |            | ○           |                    |                |             | ○                 | ○                        |                   |                |             | ○              | ○                   | ○ |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

車椅子付属品適合表

| タイプ  | 商品コード                         | 商品名称   | 付属品適合                                    |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|---|---|--|
|  |                               |  | 29-5303-1<br>延長用<br>レバー<br>MS-131<br>(長) | 29-5304-1<br>延長用<br>レバー<br>MS-131<br>(短) | 29-0213-1<br>ブレーキ<br>延長棒<br>+18cm | 29-5110-1<br>ブレーキ<br>延長棒<br>+5cm | 29-5111-1<br>ブレーキ<br>延長棒<br>+10cm | 29-7584-1<br>ブレーキ<br>延長棒<br>+10cm | 29-5999-1<br>杖入れ<br>MS-132 | 29-8333-1<br>杖置き<br>KY40276 | 29-8337-1<br>杖入れ<br>(大)<br>X-WC92-010 | 29-0150-1<br>杖入れ<br>(小)<br>PO-90C | 29-5918-1<br>ボンベ架<br>MS-134 | 29-6057-1<br>延長ティ<br>ッピング<br>バー<br>MS-138 | 29-8338-1<br>NEXT専用<br>腰兼ボンベ<br>架<br>X-WC91-001 | 29-8339-1<br>NEXT専用<br>転倒防止<br>キャスタ付 | 29-6338-1<br>マルチ<br>エルゴ<br>エレベ<br>ーティ<br>ング | 29-0370-1<br>テーブル<br>MS-151 | 29-6014-1<br>エルゴ<br>エレベ<br>ーティ<br>ング<br>II | 29-6760-1<br>スマート<br>ヘッド<br>サポー<br>ト<br>MS-0009 |  |   |   |  |
| 介<br>助   | 21-5246-0                     | ケアアジャスト(介助)<br>MC-KM002                      | ○  | ○  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  | ○   |  |   |   |  |
|  | 21-5588-0                     | RXC-1 Lo(介助)                                 | ○  | ○  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  | ○ |   |  |
|  | 21-5756-0                     | BAL-2(介助)                                    | ○  | ○  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  | ○ |   |  |
|  | 21-5864-0                     | BAL-4(介助)                                    | ○  | ○  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  | ○ |   |  |
|  | 21-5296-0                     | スキット1(介助) SKT-1                              | ○  | ○  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   | ○ |  |
|  | 21-5279-0                     | スキット2(介助) SKT-2                              | ○  | ○  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   | ○ |  |
|  | 21-6218-0                     | ふわりす(KF)シリーズ(介助)<br>(エア軽量タイヤ仕様)              |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
|  | 21-5954-0                     | ネクストコア(介助)<br>NEXT-21B                       |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
|  | 21-6042-0                     | ネクストコア・マルチ(介助)<br>NEXT-41B                   |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
| 21-6040-0  | ネクストコア・アジャスト<br>(介助) NEXT-61B |  |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
| 6<br>輪<br>車  | 21-5678-0                     | スキット5(屋内6輪車)<br>SKT-5                        |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   | ○ |  |
|  | 21-6765-0                     | TRC-3DX                                      |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
| テ<br>ィ<br>ル<br>ト<br>・<br>リ<br>ク<br>ラ<br>イ<br>ニ<br>ン<br>グ | 21-5578-0                     | TRC-2  | ○  | ○  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   | ○ |  |
|  | 21-6524-0                     | ぴったりフィットくるーん                                 |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
|  | 21-5724-0                     | オアシスポジティブ<br>OS-12TRSP(スイングアウト&エレベーター付)      |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
|  | 21-6007-0                     | ネットiem                                       |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
|  | 21-5305-0                     | リクライニング型車いす<br>MW-14 R-2(制菌シート仕様)            |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
| 電<br>動<br>ア<br>シ<br>ス<br>ト                               | 25-5945-0                     | アシストホイールライト                                  |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
|  | 25-5909-0                     | ハイパワー型アシストホイール100<br>(自走) NAW-22C-5D-HP-G-UT |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
|  | 25-5904-0                     | ハイパワー型アシストホイール100<br>(介助) NAW-16C-DT-HP-G-UT |  |  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  |   |   |  |
| 電<br>動<br>車<br>椅子  | 25-5906-0                     | 軽量電動車いす<br>JWX-1M                            | ○  | ○  |                                   |                                  |                                   |                                   |                            |                             |                                       |                                   |                             |   |   |                                      |   |                             |  |   |  | ○ |   |  |

- ※1…取付けには「延長ティッピングバー MS-138」の併用が必須となります。  
 ※2…取付け側のひじ当ては跳ね上げができなくなります。  
 ※3…取付け時にボンベ架付属の固定用ステーをサイドガードの直ぐ下に取付ける必要があります。  
 ※4…ひじ当てを一番下まで下げて使用することができなくなります。  
 ※5…取付け時にスマートヘッドサポート付属の受金具Bの下側の穴を使用する必要があります。  
 ※6…取付けには「NEXT専用 転倒防止キャスタ付」の併用が必須となります。  
 ※7…延長棒先端の握りゴムがネクストコアと同様の形状・色(黄)となりますが、取付けは可能です。  
 ※8…バッテリーボックスに干渉する為、介助者から見て右側には取付けできません。  
 ※9…2019年1月以降の車体は、マルチエルゴエレベーターが適合となります。

床ずれ  
防止用具体位  
変換器認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品


販売品

情報

## アシストホイール®を こんな場面で!



- 上り坂はラクラク電動アシスト
- 芝生、砂利道もラクラクスムーズ
- 下り坂は自動的にブレーキ
- 手動車椅子と同様の簡単操作



### アシストホイールライト


ナブテスコ



重さ  
18.4  
kg  
(バッテリー含む)

気軽に利用できる“電動アシスト車椅子”です


登り坂ではモーターがらくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキで安心です。操作はシンプルで簡単です。電源を入れる以外にボタンやダイヤル設定は不要です。



センサ内蔵グリップで介護者の負担を自動検知。電源を入れたら、あとは手動車椅子と同様に操作するだけです。

非課税

- 介助用フレーネレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション
- シートベルト




| 商品名  | 商品番号      | 商品コード        |
|--|-----------|--------------|
| アシストホイールライト                                    | 25-5945-0 | 00025-000023 |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ 連続走行距離：約7km 登板角度：10° 耐荷重：75kg |           |              |
| 折りたたみ：全幅 33.5×全高 68×全長 106cm 満充電までの最大所要時間：130分 |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)                                   | 2,000円    | 月額レンタル料金     |
| (2割)   | 1,000円    | 10,000円      |
| (3割)   | 3,000円    |              |

### ハイパワー型アシストホイール100 (自走) NAW-22C-SD-HP-G-UT

ナブテスコ  
在庫限定品



重さ  
24.6  
kg



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

非課税

- 介助用フレーネレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション


| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|---|-----------|--------------|
| NAW-22C-SD-HP-G-UT                            | 25-5909-0 | 00025-000015 |
| 前輪：6インチ 後輪：22インチ クッション厚さ：前方5cm後方3cm           |           |              |
| 連続走行距離：約8km 登板角度：14° 耐荷重：100kg                |           |              |
| 折りたたみサイズ：全幅38×全高68.5×全長105cm 満充電までの最大所要時間：2時間 |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)                                  | 3,200円    | 月額レンタル料金     |
| (2割)  | 1,600円    | 16,000円      |
| (3割)  | 4,800円    |              |

### ハイパワー型アシストホイール100 (介助) NAW-16C-DT-HP-G-UT

ナブテスコ  
在庫限定品



重さ  
24.2  
kg



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

非課税

- 介助用フレーネレバー
- ひじ当てウイング
- ひじ当て高さ調節
- スイングアウト
- 背張り調節
- グリップ高さ調節
- ノーバンクタイヤ
- ショックスキャスター
- クッション

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード        |
|--|-----------|--------------|
| NAW-16C-DT-HP-G-UT                           | 25-5904-0 | 00025-000012 |
| 前輪：6インチ 後輪：16インチ クッション厚さ：前方5cm後方3cm          |           |              |
| 連続走行距離：約8km 登板角度：14° 耐荷重：100kg               |           |              |
| 折りたたみサイズ：全幅33×全高69×全長75.5cm 満充電までの最大所要時間：2時間 |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)                                 | 3,200円    | 月額レンタル料金     |
| (2割)   | 1,600円    | 16,000円      |
| (3割)   | 4,800円    |              |

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

**マイピア BT40S**

アテックス




重さ  
**107 kg**  
(バッテリー含む)

ヘッドライトは「昼間点灯機能」付き。音声案内機能、操作パネルのデジタル表示により、目と耳で大きな安心。

**非課税**

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション

大きく見やすい表示パネル



※製品の色や仕様は変更となる場合があります。

| 商品名                                | 商品番号           | 商品コード                                      |
|------------------------------------|----------------|--|
| <b>BT40S</b>                       | 25-5910-0      | 00228-000014                               |
| 前輪:3.00-4 後輪:3.50-5                |                |  |
| 連続走行距離:約29km 最高前進速度:6km/h          |                |  |
| 満充電までの最大所要時間:12時間 重さ(バッテリー含):107kg |                |  |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                   | <b>2,200 円</b> | (2割) <b>4,400 円</b><br>(3割) <b>6,600 円</b> |
|                                    |                | 月額レンタル料金<br><b>22,000 円</b>                |

**マイピアオプション**

アテックス

車体カバー



フロントバスケット(S) セット



リヤバッグセット



杖立て(S) セット



マイピア・マイメイト共通オプション

介護保険対象外購入品

| 商品名          | 商品番号      | 商品コード                             |
|--------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>車体カバー</b> | 85-5910-1 |                                   |
|              |           | メーカー希望<br>小売価格(税込) <b>8,800 円</b> |

| 商品名                    | 商品番号         | 商品コード                                  |
|------------------------|--------------|--|
| <b>フロントバスケット(S)セット</b> | 29-5977-1    | 00228-000016                           |
| ご利用者<br>負担額 (1割)       | <b>100 円</b> | (2割) <b>200 円</b><br>(3割) <b>300 円</b> |
|                        |              | 月額レンタル料金<br><b>1,000 円</b>             |

| 商品名              | 商品番号         | 商品コード                                  |
|------------------|--------------|--|
| <b>リヤバッグセット</b>  | 29-5978-1    | 00228-000015                           |
| ご利用者<br>負担額 (1割) | <b>100 円</b> | (2割) <b>200 円</b><br>(3割) <b>300 円</b> |
|                  |              | 月額レンタル料金<br><b>1,000 円</b>             |

| 商品名              | 商品番号         | 商品コード                                  |
|------------------|--------------|--|
| <b>杖立て(S)セット</b> | 29-5979-1    | 00228-000017                           |
| ご利用者<br>負担額 (1割) | <b>100 円</b> | (2割) <b>200 円</b><br>(3割) <b>300 円</b> |
|                  |              | 月額レンタル料金<br><b>1,000 円</b>             |

**軽量電動車いす JWX-1M**

ミキ

在庫限定品




重さ  
**29.5 kg**  
(バッテリー含む)

介助者用のコントローラーとブレーキが標準装備で安心クラッチの切り替えで手動としても使用できます

**非課税**

- 介助用  
ブレーキレバー
- ひじ当て  
ウイング
- ひじ当て  
高さ調節
- スイング  
アウト
- 背張り  
調節
- グリップ  
高さ調節
- ノーパンク  
タイヤ
- ショックレス  
キャスター
- クッション



介助者用操作部




スイングアウト機能



電動/手動切り替えクラッチ

- ニッケル水素バッテリー 43.5
- 電磁ブレーキ標準装備



| 商品名   | 商品番号           | 商品コード                                      |
|---|----------------|--|
| <b>JWX-1M</b>                                       | 25-5906-0      | 00122-000307                               |
| 前輪:6インチ 後輪:22インチ 折りたたみ:全幅39×全高69×全長76cm             |                |  |
| 連続走行距離:約15km 満充電までの最大所要時間:2~3時間(常温時) 最高前進速度:4.5km/h |                |  |
| ご利用者<br>負担額 (1割)                                    | <b>2,500 円</b> | (2割) <b>5,000 円</b><br>(3割) <b>7,500 円</b> |
|   |                | 月額レンタル料金<br><b>25,000 円</b>                |



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報


## 車椅子クッション

足こぎしやすい ←


→ サポート機能が強い



アウル40レザー 厚さ:cm 4



プレイラ ハイブリッド・ケアシート 厚さ:cm 5



シーポス 厚さ:cm 5  
最厚部:7cm



デュオ ジェルクッション 厚さ:cm 7.5



アウルREHA ハイ 厚さ:cm 8



アウルREHA 3Dジャスト 厚さ:cm 8




アウルREHA レギュラー 厚さ:cm 4



アウル40プラス レザー 厚さ:cm 5.5



アウル40プラス レザー-底面テーパー 厚さ:cm 7.5



エルダー クッション 厚さ:cm 7.8



FCキュー君 厚さ:cm 8

### アウルREHA (リハ) レギュラー/ハイ OWL21/22-BK1-4040

加地 「座る」を変える体圧“流動”分散。

衝撃を吸収する  
弾力性。


圧力を分散する  
柔軟性。

ズレに寄り添う  
流動性。

厚さ 4 cm 重さ 1.2 kg  
厚さ 8 cm 重さ 1.4 kg  
レギュラータイプ ハイタイプ



レギュラー



ハイ

※付属カバーを外した状態




アウル・スリット  
深さを増したスリットを設け、  
尾骨から仙骨の圧力を軽減。



アウル・アイ  
身体の形に合わせた形状で  
最も圧力のかかる坐骨部を  
包み込むようにサポート。

ヒップラインシェイプ  
身体に沿った形状で誤使用防止と  
使用時の通気性に配慮。



アウル・フェザー  
外転防止のために外側を高くしたサポート形状。

圧分散と肌のツツパリに対応し、薄さと足つき性を求める方に。

| 商品名          | 商品番号      | 商品コード        |
|--------------|-----------|--------------|
| アウルリハレギュラー   | 29-6999-1 | 00540-000028 |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円      | 月額レンタル料金     |
| (2割)         | 400円      | 2,000円       |
| (3割)         | 600円      |              |

さらに坐骨周辺の沈み込み量を確保し、より減圧効果を求める方に。

| 商品名          | 商品番号      | 商品コード        |
|--------------|-----------|--------------|
| アウルリハハイ      | 29-7000-1 | 00540-000029 |
| ご利用者負担額 (1割) | 250円      | 月額レンタル料金     |
| (2割)         | 500円      | 2,500円       |
| (3割)         | 750円      |              |

### アウルREHA 3D

加地

衝撃を吸収する  
弾力性。

圧力を分散する  
柔軟性。

ズレに寄り添う  
流動性。



●3Dジャスト 厚さ 8 cm 重さ 1.5 kg



●3Dレギュラー 厚さ 7.5 cm 重さ 1.7 kg



●3Dハイ 厚さ 11 cm 重さ 1.9 kg

「座る」を変える体圧“流動”分散。



※写真は付属カバーを外した状態です。

最も圧力がかかる坐骨部付近を効果的に減圧します。  
ハイタイプは坐骨部の沈み込み量を確保した厚手タイプです。

- 自力での体幹保持が困難な方
- 大腿部の支持が必要な方
- 前ずれてしまう方
- 座位が安定せず長時間座ってられない方

| 商品名                 | 商品番号      | 商品コード        |
|---------------------|-----------|--------------|
| 3Dジャスト              | 29-7587-1 | 00540-000055 |
| サイズ: 幅40×奥行40×厚さ8cm |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)        | 250円      | 月額レンタル料金     |
| (2割)                | 500円      | 2,500円       |
| (3割)                | 750円      |              |

| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
|---|-----------|--------------|
| 3Dレギュラー   | 29-6844-1 | 00540-000030 |
| サイズ: 幅40×奥行40×厚さ7.5 (着座面5.3) cm                                   |           |              |
| 商品名   | 商品番号      | 商品コード        |
| 3Dハイ  | 29-6848-1 | 00540-000031 |
| サイズ: 幅40×奥行40×厚さ11 (着座面6.5) cm                                    |           |              |
| 材質/本体: ウレタン合成皮革 中材: エクソジェル、ウレタンフォーム カバー: ポリエステル・ウレタンフォーム・ウレタンフィルム |           |              |
| ご利用者負担額 (1割)  | 250円      | 月額レンタル料金     |
| (2割)  | 500円      | 2,500円       |
| (3割)  | 750円      |              |

税込価格で表記しています。( **非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**


サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品


## デュオジェルクッション

ケープ

座位保持が困難で仙骨座りや骨盤後傾を起こしやすい場合も、2種類のジェルで安定した姿勢をサポートします。



U字構造



厚さ  
7.5  
cm

重さ  
1.7  
kg

左右の大腿部の裏側で体重を受けるU字構造により、坐骨結節に集中する圧力を解放します。左右の体圧分布の偏りがなく、バランスよく身体を支え、優れた体圧分散効果が得られます。

専用カバー



伸縮性に優れた素材を使用し、張力を回避。内部のジェルやウレタンフォーム本来の効果を発揮させます。透湿性もあるので、ムシなどによる湿潤も予防します。

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| デュオジェルクッション | 29-5922-1 | 00206-000048 |

材質/本体:シリコンジェル+ウレタンフォーム  
カバー:上面 ポリエステル100% (防水・伸縮) 下面 ターポリン布 (すべり止め加工・防水・防炎)

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 200<br>円 | (2割)<br>400<br>円 | (3割)<br>600<br>円 | 月額レンタル料金<br>2,000<br>円 |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|

床ずれ  
防止用具



体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## ベスポジェルクッション

ケープ



重さ  
1.6  
kg

前後を変えることで、活動補助(足こぎ)と姿勢保持の2種類の用途に対応する体圧分散クッションです。

| 商品名         | 商品番号      | 商品コード        |
|-------------|-----------|--------------|
| ベスポジェルクッション | 29-6516-1 | 00206-000072 |

サイズ:幅40×奥行40×厚さ6.5cm 材質/本体:ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム

カバー:上面: ポリエステル100%ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・吸湿速乾)

下面: ターポリン布 (すべり止め加工、防水)

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 200<br>円 | (2割)<br>400<br>円 | (3割)<br>600<br>円 | 月額レンタル料金<br>2,000<br>円 |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|

歩行  
補助杖

歩行器



車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## 車いすクッション シーボス

モルテン



厚さ  
5~7  
cm

重さ  
1.3  
kg

●圧迫力・ずれ力の対策と快適な座位

身体が前に動いた時に圧迫される尾骨部をクッション中央部に設けた溝で逃がし、圧迫力を取り除くと同時にずれ力の発生を防止します。また、ゲルとウレタンフォームの2層構造により坐骨部周辺にかかる圧迫力を低減します。

からだのずれ落ちを 방지、お尻への圧迫を軽減します。通気性の高いカバーを採用。取りはずして洗濯も可能。

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード        |
|------|-----------|--------------|
| シーボス | 29-0350-1 | 00054-000030 |

サイズ:幅40×長さ40×厚さ5(最厚部7) cm

材質/本体:ウレタンフォーム、ポリスチレンゲル、ウレタン合皮 カバー:表面ポリエステル、裏面ナイロン+ポリウレタン

| ご利用者<br>負担額 (1割) | 200<br>円 | (2割)<br>400<br>円 | (3割)<br>600<br>円 | 月額レンタル料金<br>2,000<br>円 |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|

●ずれ力の対策と安全な座位保持

体型の合わせて調整できるクッション前部のストッパーで、身体のずれ落ちを低減します。ストッパーは前後3cm調整でき、取り外しも可能です。

●むれ対策

表面に通気孔を設けたディンプル形状カバーは通気性に優れ、むれを対策します。取り外して洗濯することもできます。

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



ベッド・  
ベッド  
付属品



# 車椅子・車椅子付属品

床ずれ  
防止用具

## FC-コキュー君

アイ・ソネックス

厚さ 8 cm 重さ 0.87 kg



手間いらずの自動調圧バルブのエアクッション。接触圧の分散をはかります。

| 商品名          | 商品番号      | 商品コード           |
|--------------|-----------|-----------------|
| FC-コキュー君     | 29-5971-1 | 00149-000016    |
| ご利用者負担額 (1割) | 200円      | 月額レンタル料金 2,000円 |
|              | (2割)      | 400円            |
|              | (3割)      | 600円            |

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## リフレックス (40×40)

ユーキ・トレーディング

厚さ 8 cm 重さ 0.7 kg




エアタイプのクッションなのに、面倒なバルブ調節の必要なし。ただ座るだけで、坐骨周辺の床ずれリスクを軽減し、座位の安定を提供します。

| 商品名                    | 商品番号      | 商品コード           |
|------------------------|-----------|-----------------|
| リフレックス (40×40)         | 29-6534-1 | 00468-000034    |
| サイズ: 幅40×奥行40×厚さ8cm    | 重さ: 0.7kg |                 |
| 材質/本体: ウレタンフォーム、ポリエステル | カバー: ナイロン |                 |
| ご利用者負担額 (1割)           | 200円      | 月額レンタル料金 2,000円 |
|                        | (2割)      | 400円            |
|                        | (3割)      | 600円            |

## ブレイラハイブリッド・ケアシート BRHS-400BL

グローバル産業

厚さ 5.0 cm 重さ 0.85 kg




優れた除圧性能で床ずれを防止。透湿防水面と通気面の両面仕様で使い易い。

| 商品名              | 商品番号      | 商品コード           |
|------------------|-----------|-----------------|
| ブレイラハイブリッド・ケアシート | 29-6226-1 | 01149-000014    |
| ご利用者負担額 (1割)     | 150円      | 月額レンタル料金 1,500円 |
|                  | (2割)      | 300円            |
|                  | (3割)      | 450円            |

## 床ずれ予防クッション アクションパッド

アクションジャパン

厚さ 4.5 cm 重さ 4.5 kg




必要最小限のクッション性で、沈み込まず、安定感があります。丸洗い・熱湯消毒可能。

| 商品名                   | 商品番号        | 商品コード           |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| アクションパッド              | 29-0911-1   | 00428-000005    |
| サイズ: 幅40×奥行40×厚さ2.5cm |             |                 |
| 材質/本体: アクトンドライポリマー    | カバー: ポリエステル |                 |
| ご利用者負担額 (1割)          | 200円        | 月額レンタル料金 2,000円 |
|                       | (2割)        | 400円            |
|                       | (3割)        | 600円            |

## エルダークッション

アイ・ソネックス

厚さ 7.8 cm 重さ 0.93 kg



立体形状で、前すべりの防止や姿勢の安定がはかれます。

| 商品名          | 商品番号      | 商品コード           |
|--------------|-----------|-----------------|
| エルダークッション    | 29-5972-1 | 00149-000020    |
| ご利用者負担額 (1割) | 150円      | 月額レンタル料金 1,500円 |
|              | (2割)      | 300円            |
|              | (3割)      | 450円            |

## アウルサポート バッククッション/シートクッション

加地

厚さ 1.4 kg



バッククッション

厚さ 1.2 kg



シートクッション

エクスジェルが圧迫軽減。座位バランスをサポートする背&座クッションです。

| 商品名  | 商品番号      | 商品コード           |
|--|-----------|-----------------|
| バッククッション   | 29-6192-1 | 00540-000015    |
| サイズ: 幅48×奥行12×高さ36.5cm   |           |                 |
| 材質/本体: エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革、ナイロン100%、発泡ポリエチレン、カバー: ポリエステル100%、ウレタンフォーム |           |                 |
| ご利用者負担額 (1割)   | 200円      | 月額レンタル料金 2,000円 |
|  | (2割)      | 400円            |
|  | (3割)      | 600円            |
| 商品名  | 商品番号      | 商品コード           |
| シートクッション   | 29-6193-1 | 00540-000016    |
| サイズ: 幅40×奥行40×前/中/後: 7/5.5/5cm   |           |                 |
| 材質/本体: エクスジェル、ウレタンフォーム、クロロプレンゴム、ナイロン100%、カバー: ポリエステル100%、ウレタンフォーム、ウレタンフィルム |           |                 |
| ご利用者負担額 (1割)   | 200円      | 月額レンタル料金 2,000円 |
|  | (2割)      | 400円            |
|  | (3割)      | 600円            |

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る) 単位:CM

サービスコード/車椅子 介護給付:171001 予防給付:671001/車椅子付属品 介護給付:171002 予防給付:671002

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報


## バッククッション (ハイ・ロー) BAC-01/02-BK

加地「座る」を変える体圧“流動”分散。

高さ  
約0.5kg  
ロー

高さ  
約1.1kg  
ハイ

EXGEL®



装着見本  
※座クッションとの組合せ例

ロータイプはおしり後部の隙間と両側の支持により適切な体幹および座位安定に。ハイタイプは円背傾向が強く更に体側の支持が必要な方に。

| 商品名          | 商品番号      | 商品コード        |
|--------------|-----------|--------------|
| <b>ロータイプ</b> | 29-7141-1 | 00540-000034 |
| ご利用者負担額 (1割) | 100円      | 月額レンタル料金     |
| (2割)         | 200円      | 1,000円       |
| (3割)         | 300円      |              |
| 商品名          | 商品番号      | 商品コード        |
| <b>ハイタイプ</b> | 29-7142-1 | 00540-000035 |
| ご利用者負担額 (1割) | 150円      | 月額レンタル料金     |
| (2割)         | 300円      | 1,500円       |
| (3割)         | 450円      |              |

材質/本体: エクスジェル、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革、カバー: ポリエステル100%

## FC-フィット(背・腰)

アイソネックス

高さ  
1cm  
FC-フィット(背)  
ロングパット2ヶ付

高さ  
0.53kg  
FC-フィット(腰)

高さ  
0.5cm  
FC-フィット(腰)

高さ  
0.45kg



FC-フィット(背)  
使用例

FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付は長いパットで体幹をしっかり支えます。円背や斜め座りの方に。FC-フィット(腰)は骨盤を立ててしっかり支えます。骨盤が回旋、後傾している方に。

| 商品名                        | 商品番号      | 商品コード        |
|----------------------------|-----------|--------------|
| <b>FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付</b> | 29-6158-1 | 00149-000023 |
| ご利用者負担額 (1割)               | 100円      | 月額レンタル料金     |
| (2割)                       | 200円      | 1,000円       |
| (3割)                       | 300円      |              |
| 商品名                        | 商品番号      | 商品コード        |
| <b>FC-フィット(腰)</b>          | 29-6168-1 | 00149-000022 |
| ご利用者負担額 (1割)               | 50円       | 月額レンタル料金     |
| (2割)                       | 100円      | 500円         |
| (3割)                       | 150円      |              |

## キャスパー-ZAFU SサイズZEROコード付 グリーン×グレー

アシスト

高さ  
2~6cm  
重量  
680g



快適さの秘密①

倒れていた頭が  
**上がる**

車いすと腰の間に隙間が空いていても、ZAFUが腰をしっかりサポートします。だから、骨盤が安定し、頭が上がりやすく姿勢も良くなりリラックスできます。

快適さの秘密②

前ずべりが  
**止まる**

角度のついた座面クッションと、背中までつながった布に体重が乗るので、前ずべりが止まり、極端な仙骨圧りが改善されます。

快適さの秘密③

仙骨、坐骨に集中していた  
**座圧の分散**

ZAFUは、座面だけでなく、背中までつながった布にも座圧を分散させます。だから、合計座圧もグッと減って、一部分に負担が集中しません。

吊り下げられた座布により、座り直しがなく、姿勢を保持し、極端な前ずれを防止します。

| 商品名                                      | 商品番号      | 商品コード        |
|--|-----------|--------------|
| <b>キャスパー-ZAFU SサイズZEROコード付グリーン×グレー</b>   | 29-7420-1 | 01477-000008 |
| サイズ: 幅38×奥行34×座面の厚さ6cm/2cm (※最厚部/最薄部サイズ) | 重量: 680g  |              |
| ご利用者負担額 (1割)                             | 300円      | 月額レンタル料金     |
| (2割)                                     | 600円      | 3,000円       |
| (3割)                                     | 900円      |              |